

Instructions for Use

User's Manual

RadiForce® MS235WT

Touch Panel Color LCD Monitor


Importante

Per favore leggere attentamente le avvertenze del manuale dell'utente e della guida di SetUp (documentazione separata) e conservare il manuale per riferimenti futuri.

-
- Consultare la guida di Setup sulle operazioni base di connessione del monitor al PC o a dispositivi esterni da collegare al monitor.
 - La versione aggiornata del manuale è disponibile sul sito: <http://www.eizo.com>
-



Avvertenze sul prodotto



Il prodotto è stato approvato e reso conforme agli standard di sicurezza del paese di importazione. Un funzionamento corretto in altri paesi non può essere garantito.

E' vietato copiare, riprodurre o trasmettere anche solo parzialmente parti di questo manuale sia su mezzi digitali, meccanici od altri senza l'autorizzazione esplicita scritta di EIZO CORPORATION. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Il presente documento viene modificato periodicamente. Modifiche, inaccurately tecniche ed errori tipografici verranno corretti nelle edizioni successive.

Informazioni generali sul monitor

Questo prodotto è destinato all'osservazione di immagini medicali e non supporta la diagnostica mammografica.

Questo prodotto è stato approvato e reso conforme agli standard di sicurezza del paese di importazione. Un funzionamento corretto in altri paesi non può essere garantito.

Il prodotto è coperto da garanzia esclusivamente per gli usi specificati in questo manuale.

Le specifiche e caratteristiche indicate nel manuale trovano applicazione esclusivamente con - l'uso del cavo di alimentazione e cavo segnale specificati

Utilizzare solo accessori originali o muniti dalle specifiche richieste.

Prima di effettuare eventuali modifiche o impostazioni si consiglia di attendere circa 30 minuti in modo che il monitor raggiunga una performance stabile.

Per mantenere la luminosità costante per un lungo periodo d'impiego utilizzare il monitor con i parametri di luminosità raccomandati.

Per prevenire gli offuscamenti o le immagini fantasma si consiglia l'uso di uno screensaver. Evitare la visualizzazione della stessa immagine per lunghi periodi di tempo.

Pulizie periodiche del monitor ne garantiscono il perfetto perfezionamento e ne prolungano la vita. (consultare il capitolo "Pulizia" (pag. 4)).

Lo schermo può presentare dei pixel difettosi che possono apparire più chiari o più scuri dello schermo. Questa è una particolare caratteristica della tecnologia LCD e non costituisce un difetto del prodotto.

La retroilluminazione del pannello LCD subisce un certo deterioramento durante il ciclo di vita. Se lo schermo comincia ad oscurarsi o inizia a presentare effetti di sfarfallio, contattare il rivenditore EIZO.

Non esercitare pressioni sullo schermo. Non esporre a urti: lo schermo si potrebbe danneggiare.

Non graffiare lo schermo con oggetti appuntiti come penne o matite per non danneggiare il pannello. Per evitare graffi non strofinare con panni o altri tessuti.

Portando repentinamente il pannello da un ambiente freddo ad uno più caldo si può verificare l'eventuale formazione di condensa al suo interno. In questo caso si consiglia di lasciare l'apparecchio spento per almeno 30 minuti prima di iniziare ad utilizzarlo, in modo di permettere che l'eventuale condensa si asciughi..

(Precauzioni particolare per l'utilizzo dello schermo touch)

- durante la pressione sulla superficie osservare le seguenti precauzioni per non danneggiare la superficie del monitor.
 - Non effettuare pressioni troppo forti, non graffiare o colpire lo schermo.
 - Non utilizzare oggetti non adatti come la punta della penna o oggetti in metallo.
-

Pulizia

Attention

- Non utilizzare spugne abrasive o detersivi in polvere.
 - Non utilizzare sol-venti come benzina, alcool, agenti diluenti e detersivi in commercio in quanto potrebbero danneggiare la struttura del cabinet
 - Evitare che liquidi non si infiltrino nelle fessure di ventilazioni o nella cornice.
-

Per togliere le macchie pulire l'unità con un panno morbido ed asciutto oppure leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non usare spray o cera sul cabinet.

Uso appropriato del monitor

Uno schermo troppo luminoso può abbagliare gli occhi e li fa stancare in modo notevole. Impostare il monitor tenendo conto delle condizioni di luce dell'ambiente circostante. Lavorare al computer può stressare gli occhi ed affaticare la vista. Prendersi frequentemente qualche breve pausa

CONTENUTO

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| Cover | 1 | | |
| Informazioni generali sul monitor | 3 | | |
| Pulizia..... | 4 | | |
| Uso appropriato del monitor | 4 | | |
| CONTENUTO | 5 | | |
| Cap.1 Introduzione | 7 | | |
| 1-1. Caratteristiche | 7 | | |
| 1-2. Comandi e controlli ----- | 8 | | |
| Fissaggio pen holder..... | 9 | | |
| 1-3. EIZO LCD Utility Disk | 10 | | |
| Panoramica e software | 10 | | |
| 1-4. Operazioni di base e funzioni | 11 | | |
| Impostazione base del menu di imp.... | 11 | | |
| Funzioni..... | 12 | | |
| Cap. 2 Impostazioni dello schermo | 13 | | |
| 2-1. Risoluzioni compatibili | 13 | | |
| Ingresso analogico(D-Sub)..... | 13 | | |
| Ingresso digitale (DVI-D)..... | 13 | | |
| Ingresso digitale (DisplayPort)..... | 13 | | |
| 2-2. Impostazione della risoluzione | 14 | | |
| Windows8.1/Windows8/Windows7..... | 14 | | |
| WindowsXP..... | 14 | | |
| MacOSX..... | 14 | | |
| 2-3. Impostazione del colore | 15 | | |
| Selezione modalità ottimizzate (CALSwitch Mode)..... | 15 | | |
| Effettuare impostazioni avanzate | 15 | | |
| Parametri impostabili in ogni modalità.... | 16 | | |
| Impostare la luminosità..... | 16 | | |
| Impostare il contrasto..... | 17 | | |
| Impostare la temperatura del colore..... | 17 | | |
| Impostare la gamma | 18 | | |
| Impostare la saturazione colore | 18 | | |
| Impostare l'hue..... | 19 | | |
| Impostazione dell'intensità overdrive..... | 19 | | |
| Impostare il gain..... | 20 | | |
| 2-4. Impostazione dello schermo | 21 | | |
| Ingresso segnale digitale..... | 21 | | |
| Ingresso segnale analogico..... | 21 | | |
| 2-5. Modifica formato | 25 | | |
| Rapporto di aspetto..... | 25 | | |
| Intensità dei bordi..... | 25 | | |
| Cap. 3 Impostazione del monitor | 26 | | |
| 3-1. Impostazione del volume | 26 | | |
| 3-2. Selezione della sorgente audio durante l'utilizzo dell'ingresso DisplayPort | 26 | | |
| 3-3. Attiv./disatt.comunicazione DDC/CI26 | | | |
| 3-4. Bloccaggio Tasti | 27 | | |
| 3-5. Attiv./disatt, la visione del logo | 27 | | |
| 3-6. Modifica posizione del menu di impost. | 27 | | |
| 3-7. Impostazione della lingua | 28 | | |
| 3-8. Impostare i valori default del monitor | 29 | | |
| Reset impostazioni del colore..... | 29 | | |
| Reset di tutti i valori..... | 29 | | |
| Cap. 4 Impostazioni Touch | | | |
| (Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7) | 30 | | |
| 4-1. Calibrare il monitor | 30 | | |
| 4-2. Configurazione pannello touch | 32 | | |
| 4-3. Impostazione suono per superficie touch. | 33 | | |
| Cap. 4 Funzioni di risparmio energetico | 34 | | |
| 5-1. Impostazione risparmio energetico | 34 | | |
| Monitor..... | 34 | | |
| Uscita audio..... | 35 | | |
| 5-2. Impostazione spia di alimentazione | 35 | | |
| 5-3. Attiv./disattivazione autocontrollo della luminosità | 35 | | |
| 5-4. Verifica del livello di consumo | 36 | | |
| 5-5. Attiv./disatt. funzione Auto Power-OFF | 36 | | |
| Cap. 6 Risoluzione di problemi | 37 | | |
| 6-1. Nessuna immagine | 37 | | |
| 6-2. Problemi di immagine (sia digitale che analogico) | 38 | | |
| 6-3. Problemi di immagini (solo analogico) .. | 39 | | |
| 6-4. Problemi superficie touch | 40 | | |
| 6-5. Altri problemi | 41 | | |
| Cap.7 Riferimenti | 42 | | |
| 7-1. Fissaggio braccio flessibile | 42 | | |
| 7-2. Collegamento multiplo a PC | 44 | | |
| Commutazione segnali di ingresso..... | 44 | | |
| Impostazione priorità segnale..... | 45 | | |
| 7-3. Utilizzo della porta USB (Universal Serial Bus) | 46 | | |
| Requisiti di sistema..... | 46 | | |
| Procedimento di setup USB | 46 | | |
| 7-4. Visualizzazione dati del monitor | 47 | | |
| 7-5. Specifiche | 48 | | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Impostazioni default del monitor..... | 49 |
| Dimensioni esterne..... | 50 |
| Accessori..... | 50 |
| 7-6. Preset Timing | 51 |
| Cap. 8 Glossario | 52 |
| Appendice..... | 55 |
| Trademark | 55 |
| License / Copyright | 55 |
| Medical Standards | 56 |
| FCC Declaration of Conformity | 57 |
| EMC Information | 58 |
| LIMITED WARRANTY..... | 61 |
| Recycling Information | 70 |
| China Measures for RoHS Compliance in ChinaRoHS..... | 74 |


Cap. 1 Introduzione

Congratulazioni per avere scelto un monitor a colori EIZO.

1-1. Caratteristiche tecniche

- LCD a 23.0 wide
- Risoluzione 1920 × 1080
- Pannello IPS angolo di visualizzazione 89° orizzontale e verticale
- Superficie touch
 - tecnologia capacitativa
 - sistemi operativi supportati: Microsoft Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows XP
 - Supporto Windows Touch function (multi-touch) di Microsoft Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7.*¹
 - *1 Questo monitor supporta la modalità multi-touch.
- 3 ingressi segnale (DVI-D × 1, DisplayPort × 1, D-Sub × 1)
 - Collegamento DisplayPort (8 bit)*²
 - L'ingresso DisplayPort riceve sia il segnale video che audio tramite il cavo DisplayPort.
 - *2 La trasmissione di segnali audio mediante cavo DisplayPort richiede una scheda grafica compatibile (vedi "7-5. Specifiche" (pag. 48)).
- CAL Switch offre la selezione di modalità ottimizzate di calibrazione:
 - La modalità Paper simula il colore di carta stampata sullo schermo.
 - Conforme allo standard DICOM (pag. 52) parte 14
 - Vedi "Selezione della modalità ottimizzate" (CAL Switch Mode)" (pag. 15).
- Supporto di funzioni touch per Windows 8.1 / Windows 8.
- Design compatto e ultraleggero
 - Lo schermo può essere rimosso e posizionato facilmente.
- Piedistallo regolabile e inclinabile.
 - Ampia libertà di posizionamento, inclinazione e regolazione secondo le proprie esigenze.
 - E' possibile abbassare lo schermo su un piano di lettura. Il piedistallo è oltremodo stabile e non è soggetto a vibrazioni durante l'operazione di digitazione.
- Funzion di risparmio energetico
 - Il monitor dispone di funzioni di risparmio energetico
 - 0 Watt consumo quando l'interruttore principale di alimentazione è spento
 - Munito di interruttore di alimentazione..
 - EcoView Optimizer 2
 - Il monitor imposta adeguatamente la luminosità del monitor al livello del bianco del segnale di ingresso. Questa funzione aiuta a ridurre i consumi mantenendo la luminosità specifica del segnale di ingresso. Vedi "5-3. Enabling / Disabling Automatic Brightness Adjustment" (page 35).
- Supporto di contenuti HDCP (High-bandwidth Digital Protection)

1-2. Comandi e funzioni



Menu di impostazion
e*1

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. SIGNAL | Per commutare tra un segnale d'ingresso all'altro (pag. 44). |
| 2. MODE | Per selezionare la modalità colore CAL switch (pag.15). |
| 3. ▲/○, ▼/◀) tasti *2 | <ul style="list-style-type: none"> • Per la selezione del menu o dei parametri desiderati. • ▲/○button:per visualizzare il menu della luminosità(pag.16). • ▼/◀)button:per visualizzare il menu del volume audio pag.26). |
| 4. ENTER button | Visualizza il menu di impostazione, per selezionare un elemento del menu e salvare i parametri impostati |
| 5. ⏻ button | Spegne il monitor |
| 6. Spia di alimentazione | Indica lo stato operativo del monitor . Blu: operativo Arancione: modalità di risparmio OFF: alimentazione principale spenta f |
| 7. Interruttore di alim. | Spegne completamente il monitor. |
| 8. Ingresso alimentazione | Per collegare il monitor al cavo di alimentazione |
| 9. Lucchetto di segur. | Compatibile con il sistema Kensington's MicroSaver. |
| 10. Piedistallo con copricavi | Per regolare a piacere l'inclinazione e l'altezza del. |
| 11. Speaker | Sorgente audio in uscita. |
| 12. Headphone jack | Presca per cuffia |
| 13. Stereo mini jack | Per il collegamento al cavo mini jack |
| 14. Connettore segnale d'ingresso | Superiore:D-Submini15-pin/ centrale:DVI-D /inferiore:DisplayPort |
| 15. USB port (DOWN) | Per la connessione con dispositivi USB |
| 16. USB port (UP) | Collegamento con il cavo USB per utilizzare il monitor come pannello mediante la funzione USB (pag.46). |
| 17. Foratura per il portapenne*3 | Per fissare il touch pen. |

*1 Vedi "1-4. Operazioni base e funzioni" (pag. 11) per l'utilizzo.




*2 In questo manuale i tasti ▲/○ verranno raffigurati in seguito solo con ▲ e i tasti ▼/◀) con ▼.

*3 Consultare le pagine seguenti per istruzioni sul montaggio.

Fissaggio portapenne per il touch pen

1. Allineare il portapenne alla foratura esistente.

2. Avvitare il dispositivo con le viti in dotazioni del portapenne.



1-3. EIZO LCD Utility Disk

Il CD ROM “EIZO LCD Utility Disk” (CD-ROM) è in dotazione di questo prodotto. I contenuti sono indicati nella tabella sottostante.

Contenuti

Il disk include dei programmi di impostazione ed il manuale dell'utente. Ulteriori informazioni sull'accesso ed il procedimento di avvio dei programmi sono descritti nel file Readme.txt.

| Elemento | Descrizione | Windows | Macintosh |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| File pattern di impostazione | Per l'impostazione manuale dell'immagine di segnali analogici | √ | √ |
| Driver pannello touch | Software driver per l'utilizzo del pannello touch*1 | √ (WindowsXP) | - |
| TPOffset | Software per impostare la sensibilità al tatto del pannello touch*1 Utilizzare il software se la digitazione non viene registrata oppure viene registrata solo premendo fortemente | √ | - |
| EIZOScreenSlicer | Software per dividere lo schermo per consentire una visione efficiente di più finestre | √ | - |
| Manuale dell'utente(PDFfile) | | √ | √ |
| File Readme.txt | | √ | √ |


*1 Consultare il relativo manuale su CD-ROM per ulteriori dettagli sull'utilizzo e sul procedimento di installazione.

1-4. Operazioni di base e funzioni

Operazioni base del menu di impostazione


1. Visualizza il menu

1. Premi ENTER. Il menu di impostazione appare.



2. Impostazioni

1. Selez. il menu da impostare con ▲▼ e premi ENTER. Il sottomenu appare.



2. Selez. l'elemento desiderato con ▲▼ e premi ENTER. Il menu dell'elemento da impostare appare.



3. Imposta i valori premendo il tasto ▲▼ e premi ENTER per confermare.

3. Uscire dal menu

1. Selez. "Return" nel sottomenu e premi ENTER. Appare il menu di impostazione
2. Selez. "Exit" dal menu principale e premi ENTER. La finestra del menu si chiude.

Nota

- Per uscire più velocemente basta premere ENTER per due volte.
-

Funzioni

La seguente tabella illustra le funzioni e gli elementi del menu di impostazione:

| Menu princ. | Impostazioni | Riferimenti | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Color ^{*1} | Brightness/luminosità | pag.15 | |
| | Contrast/contrasto | | |
| | Temperature/temperatura | | |
| | Gamma/gamma | | |
| | AdvancedSettings/ impostazioni avanzate | | Saturation/saturaz. |
| | Hue/hue | | |
| | Overdrive/overdrive | | |
| | Gain/gain | | |
| Screen | ColorReset/reset impostaz. del colore | pag. 29 | |
| | ScreenSize/formato schermo | Pag.25 | |
| | Smoothing | Pag.21 | |
| | Impostazioni analogiche AnalogAdjustment ^{*2/} | AutoScreenAdjust | |
| | | AutoRangeAdjust | |
| | | Clock | |
| | | Phase | |
| | | Hor.Position | |
| | Ver.Position | | |
| Sound | Source/sorgente | Pag.26 | |
| | PowerSave/risparmio energetico | Pag.35 | |
| PowerManager | PowerSave | Pag.34 | |
| | EcoTimer | Pag.36 | |
| MonitorSettings | InputSignal/segnale d'ingresso | "Pag. 45 | |
| | PowerIndicator/spia di alimentazione | Pag. 35 | |
| | Language/lingua | Pag. 28 | |
| | DDC/CI | Pag.26 | |
| | BorderIntensity/intensità dei bordi | Pag. 25 | |
| | MenuSettings | Logo | Pag. 27 |
| | | MenuPosition/posizion e del menu di impost. | Pag. 27 |
| | Reset | Pag. 29 | |
| EcoView | EcoViewOptimizer2 | Pag. 35 | |
| Information | | Pag. 47 | |

*1 Gli elementi selezionabili nell'opzione "Color" dipendono dal menu selezionato. La tabella indica i sottomenu se è attiva la modalità User1 o User2.

*2 Queste funzioni possono essere impostate con il segnale d'ingresso analogico

Cap. 2 Impostazione dello schermo

2-1. Risoluzioni compatibili

Il monitor supporta le seguenti risoluzioni:

Ingresso analogico (D-Sub)

| Risoluzione | Segnali applic. | Freq. di scansione | Dot Clock |
|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 640×480 | VGA,VESA | ~75Hz | 148.5MHz (Max.) |
| 720×400 | VGATEXT | 70Hz | |
| 800×600 | VESA | ~75Hz | |
| 1024×768 | VESA | ~75Hz | |
| 1280×720 | CEA-861 | 60Hz | |
| 1280×960 | VESA | 60Hz | |
| 1280×1024 | VESA | ~75Hz | |
| 1680×1050 | VESACVT,VESACVTRB | 60Hz | |
| 1920×1080 ^{*1} | CEA-861 | 60Hz | |

Ingresso digitale (DVI-D)

| Risoluzione | Segnali applic. | Freq. di scansione | Dot Clock |
|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 640×480 | VGA | 60Hz | 148.5MHz (Max.) |
| 720×400 | VGATEXT | 70Hz | |
| 800×600 | VESA | 60Hz | |
| 1024×768 | VESA | 60Hz | |
| 1280×720 | CEA-861 | 60Hz | |
| 1280×960 | VESA | 60Hz | |
| 1280×1024 | VESA | 60Hz | |
| 1680×1050 | VESACVT,VESACVTRB | 60Hz | |
| 1920×1080 ^{*1} | CEA-861 | 60Hz | |

Ingresso digitale (DisplayPort)

| Risoluzione | Segnali applic. | Freq. di scansione | Dot Clock |
|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 640×480 | VGA,CEA-861 | 60Hz | 148.5MHz (Max.) |
| 720×400 | VGATEXT | 70Hz | |
| 720×480(4:3) | CEA-861 | 60Hz | |
| 720×480(16:9) | CEA-861 | 60Hz | |
| 800×600 | VESA | 60Hz | |
| 1024×768 | VESA | 60Hz | |
| 1280×720 | CEA-861 | 60Hz | |
| 1280×960 | VESA | 60Hz | |
| 1280×1024 | VESA | 60Hz | |
| 1680×1050 | VESACVT,VESACVTRB | 60Hz | |
| 1920×1080 ^{*1} | CEA-861 | 60Hz | |

La scheda grafica deve essere conforme allo standard VESA CEA-861

*1 risoluzione raccomandata

2-2. Impostare la risoluzione

Se dopo il collegamento con il PC, il monitor presenta una risoluzione impropria, seguire il seguente procedimento per modificare la risoluzione

Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7

1. Per Windows 8.1/Windows 8, cliccare sul tile “Desktop” per visualizzare il desktop.
2. Clic destro con il mouse sul desktop senza cliccare su un'icona.
3. Selezionare dalla schermata “Screen resolution”.
4. Selezionare dal menu “Screen Resolution” il monitor .
5. cliccare “Resolution” per selezionare la risoluzione desiderata.
6. Cliccare il tasto [OK]
7. Non appena appare il menu di conferma cliccare [Keep changes]”.

Windows XP

1. Clic destro con il mouse sul desktop senza cliccare su un'icona.
2. Cliccare “Properties”.
3. Quando appare il menu “Display Properties” scegliere nel menu “Settings” la risoluzione desiderata “Screen resolution” in “Display”.
4. Cliccare “OK” per chiudere il menu.

Mac OS X


1. Selezionare “System Preferences” nel menu.
2. Quando appare il menu “System Preferences” cliccare su “Displays” per “Hardware”.
3. Selezionare “Display” e la risoluzione desiderata nella casella “Resolutions”.
4. La selezione sarà immediatamente attiva. Se non si desidera apportare modifiche chiudere il menu.

2-3. Impostazione del colore

Selezione modalità colore (CAL Switch Mode)

Questa funzione di selezionare delle modalità preimpostate ottimizzate a seconda dell'esigenza applicativa.

| Modalità | Descrizio |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User1 | Per memorizzare parametri personalizzati. |
| User2 | |
| sRGB | Per la visualizzazione di periferiche con spazio cromatico sRGB. |
| Paper | Emula in colore della carta stampata. Ideale per la visualizzazione di libri e testi. anddocuments. |
| DICOM | Per visualizzare immagini conformi allo standard DICOM. |



Procedimento

1. Premi **MODE**.

Il menu appare sulla parte sinistra inferiore dello schermo.

2. La modalità attiva è marcata ad ogni pressione del tasto **MODE**

Commutare con i tasti di direzione ▲ ▼ da una modalità all'altra.



Note

- Il menu di impostazione ed il menu Mode non possono essere visibili contemporaneamente.

Per effettuare impostazioni avanzate

Il menu "Color" del menu di impostazione permette di impostare e memorizzare i parametri del colore in modo indipendente per ogni singola modalità.

Attenzione

- La performance delle parti elettroniche si stabilizza solo dopo 30 minuti dall'accensione. Attendere 30 minuti prima di effettuare operazioni di impostazione.
- Per i p o s t a z i o n i del colore con segnali d'ingresso analogici consultare il capitolo ["Impostazione automatica della gradazione del colore"](#) (pag. 24).
- La stessa immagine può presentare colori differenti su schermi multipli. Ciò dipende dalle caratteristiche specifiche di ogni schermo. Per ottimizzare la visione effettuare impostare manualmente a vista i valori.

Parametri impostabili in ogni modalità

Gli elementi impostabili possono variare in ogni modalità (ed eventualmente non essere disponibili per l'impostazione.)

: impostabile -: non impostabile

| Funzione | | CAL Switch Mode | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|-------|------|-------|-------|
| | | User1 | User2 | sRGB | Paper | DICOM |
| Brightness/luminosità | | √ | √ | √ | √ | - |
| Contrast/contrasto | | √ | √ | - | - | - |
| Temperature/temperatura | | √ | √ | - | √ | - |
| Gamma | | √ | √ | - | - | - |
| Impostazioni avanzate | Saturation | √ | √ | - | - | - |
| | Hue | √ | √ | - | - | - |
| | Overdrive | √ | √ | - | - | - |
| | Gain | √ | √ | - | - | - |
| ColorReset | | √ | √ | √ | √ | - |

Impostazione della luminosità

La retroilluminazione gestisce e controlla la luminosità dello schermo.

Parametri impostabili

0 - 100

Procedimento

1. Premi ▲/☼ .
2. Usa ▲o ▼ per l'impostazione.
3. Premi ENTER per uscire.

Nota

- Se l'immagine risulta troppo scura nonostante la luminosità è impostata su 100, imposta il contrasto.
- Alternativamente utilizza l'opzione "Brightness" del menu "Color" nel menu di impostazione.
- Per un'impostazione automatica vedi ["5-3. Attiv./disattivazione autocontrollo della luminosità"](#) (pag. 35).

● Impostazione del contrasto

The brightness of the screen is adjusted by varying the video signal level.

Parametri impostabili

0 - 100

Procedimento

1. Selez. "Color" dal menu di impostazione, premi **ENTER**
2. Selez. "Contrast" dal menu e premi il tasto **ENTER**
Il menu "Contrast" appare.
3. Usa **▼** o **▲** per l'impostazione dei valori.
4. Premi **ENTER** per uscire dal menu.

Nota

Con il contrasto su 50, ogni gradazione cromatica viene riprodotta (solo per il segnale d'ingresso PC).

- Si consiglia di effettuare prima l'impostazione della luminosità e successivamente quella del contrasto, per non creare perdite di gradazione.
- Effettuare un'impostazione del contrasto nei seguenti casi:
 - Se l'immagine appare troppo scura anche se la luminosità è settata su 100 (settare su valori superiori a 50.)
 - Se l'immagine è troppo chiara anche se la luminosità è settata su 0 (impostare il contrasto su valori inferiori a 50)

● Impostare la temperatura del colore

La temperatura del colore è utilizzata per esprimere l'intensità del bianco o del nero in un valore numerico.

Il valore viene espresso in gradi "K" (Kelvin). Come anche la temperatura della fiamma, l'immagine del monitor tende a diventare rossastra se la temperatura è bassa e bluastro se la temperatura è alta. Le impostazioni predefinite del gain sono impostate per ogni colore.

Valori impostabili

4.000 – 10.000 K, a passi di 500 K, incluso 9.300K

Procedimento

1. Seleziona "Color" dal menu di impostazione, premi **ENTER**.
2. Selez. "Temperature" dal menu e premi **ENTER**.
Il menu "Temperature" appare.
3. Usa **▼** o **▲** per impostare i valori.
4. Premi **ENTER** per uscire dal menu.

Nota

- Il valore indicato in "K" è solo un valore di riferimento.
- "Gain" consente di effettuare ulteriori impostazioni avanzate (vedi pag. 17).
- Se impostata su "Off", l'immagine verrà riprodotto ai valori predefiniti del monitor (Gain: 100 for each RGB).
- Se si effettuano impostazioni del gain, la temperatura del colore verrà modificata su "Off".

Impostare la correzione gamma

La luminosità del monitor varia a seconda del segnale d'ingresso, comunque, la percentuale di variazione non è proporzionale al segnale d'ingresso. Per mantenere il bilanciamento tra i parametri del segnale d'ingresso e della luminosità del monitor è disponibile una correzione della gamma.

Parametri impostabili:

1.8, 2.0, 2.2

Procedure

1. Seleziona "Color" nel menu e premi il tasto ENTER.
2. Selez. "Gamma" nel menu e premi il tasto ENTER.
Il menu appare.
3. Usa ▲ o ▼ per l'impostazione.
4. Premi ENTER per uscire dal menu.

Nota

Se è attiva la modalità "Paper" nella modalità colore CAL Switch saranno visualizzati i valori gamma solo per la modalità "Paper" che consente una visualizzazione simile alla carta stampata.

Impostare la saturazione

Per impostare la saturazione del colore.

Parametri impostabili

-50 a 50

Procedimento

1. Selez. "Color" nel menu di impostazione e ENTER
2. Seleziona l'opzione "Advanced Settings" e premi il tasto ENTER.
3. Seleziona l'opzione "Saturation" e premi il tasto ENTER.
Il menu appare.
4. Usa ▲ o ▼ per l'impostazione.
5. Premi ENTER per uscire dal menu.

Attenzione

- La modifica di questi parametri può rendere alcune gradazioni non visualizzabili

Nota

- Utilizzando il valore minimo (-50) l'immagine diventa monocromatica
-

Impostare l'hue

Parametri impostabili

-50 a 50

Procedimento

- 1 Selez. "Color" dal menu di impostazione, premi ENTER
2. Seleziona "Advanced Settings" dal menu e premi ENTER
3. Selez. "Hue" dal menu e premi il tasto Enter ENTER
Il menu "Hue" appare.
4. Imposta i valori ▼ ▲ con i tasti di direzione per ciascuno colore, blu, rosso e verde
5. Premi ENTER per uscire dal menu.

Attenzione

- Se si utilizza questa funzione alcune gradazioni possono eventualmente risultare non visualizzabili.
-

● Impostare l'intensità della funzione Overdrive

Questa funzione permette di impostare la funzione Overdrive a seconda dell'utilizzo del monitor. E' possibile ridurre ritardi di sequenze animate rendendole più fluide se si utilizza l'opzione: "Enhanced".

Parametri impostabili

Enhanced, Standard, Off

Procedimento

1. Selez. "Color" nel menu di impostazione e premi ENTER
2. Selez. l'opzione "Advanced Settings" e premi ENTER
3. Selez. "Overdrive" nel menu e premi il tasto ENTER
Il menu "Overdrive" appare.
4. Usa ▲ o ▼ per l'impostazione.
5. Premi ENTER per uscire dal menu.

Attenzione

- la funzione overdrive è disattivata nei seguenti casi:
 - se la frequenza di scansione verticale dei segnali d'ingresso è superiore a 70 Hz
 - Se si seleziona l'opzione "Normal" nel menu "Screen Size" (escluso quando la risoluzione è di 1920 × 1080).
 - se si imposta la risoluzione su valori di 640 × 480, 720 × 480, 800 × 600 (solo per la frequenza di scansione verticale 56.25 Hz)
-

● Impostare il gain

La luminosità di ciascuna componente del colore - rosso, verde e blu è chiamata Gain. E' possibile cambiare l'hue del "bianco" impostando il gain.

Parametri impostabili

0 - 100

Procedimento

1. Selez. "Color" dal menu di impostazione, premi ENTER
2. Seleziona "Advanced Settings" dal menu e premi ENTER
3. Selez. "Gain" dal menu e premi il tasto Enter ENTER
Il menu "Gain" appare.
4. Imposta i valori ▼ ▲ con i tasti di direzione per ciascuno colore, blu, rosso e verde
5. Premi ENTER per uscire dal menu.

Attenzione

- Se si utilizza questa funzione alcune gradazioni possono eventualmente risultare non visualizzabili.

Nota

- Il valore del gain cambia con il variare della temperatura del colore.
 - Se il valore del gain viene impostato, la temperatura del colore si setta su "Off".
-

2-4. Impostazione dello schermo

Ingresso segnale digitale

Se vengono inviati segnali digitali, l'immagine sarà visualizzata correttamente secondo le impostazioni predefinite del monitor. Se caratteri o linee appaiono sfocate procedere al punto "Smoothing" (pag. 24).

Per impostazioni avanzate vedi "2-3. Impostazione del colore" (pag. 15).

Ingresso segnale analogico

Attenzione

- la performance del monitor si stabilizza solo dopo 30 minuti dall'accensione. Si consiglia di attendere 30 minuti prima di effettuare delle impostazioni.
- La funzione di autoimpostazione (automatic screen adjustment) non funziona con risoluzioni inferiori a 800 × 600 (SVGA).
- La funzione di autoimpostazione (automatic screen adjustment) solo se visualizzata a pieno schermo in un sistema operativo Windows or Macintosh e può eventualmente non funzionare correttamente nei seguenti casi:
 - se un'immagine viene visualizzata solo parzialmente sullo schermo (per es. command prompt window)
 - se si utilizza uno sfondo nero (wallpaper, ecc.)

Una compatibilità con tutte le schede grafiche non può essere garantita.

La funzione di autoimpostazione viene utilizzata per sopprimere effetti di sfarfallio o per centrare la posizione dell'immagine in concordanza con il PC utilizzato.

Nota

- La funzione di autoimpostazione (AutoScreen Adjustment) funziona solo nelle seguenti condizioni:
 - Quando viene inviato un segnale d'ingresso per la prima volta oppure se viene utilizzata una frequenza di scansione verticale o orizzontale mai usata precedentemente.
-

Se il monitor non è impostato correttamente dopo l'utilizzo della funzione AutoAdjustment, seguire le istruzioni seguenti. Se l'immagine è visualizzata correttamente, proseguire con il capitolo successivo.

Procedimento

1. Avviare la funzione di autoimpostazione (Auto Screen Adjustment).

Per eliminare lo sfarfallio, per centrare l'immagine

Procedimento

1. Selez. "Screen" nel menu di impostazione e ENTER
2. Seleziona "Analog Adjustment" nel menu e premi il tasto ENTER
3. Seleziona "Auto Screen Adjust" nel menu e premi il tasto ENTER
4. Selez. "Yes" con ▲ ▼ e premi ENTER

Sfarfallio, posizione dell'immagine e formato vengono corretti automaticamente.

Se il monitor non è impostato correttamente dopo l'utilizzo della funzione AutoAdjustment, continuare con le impostazioni:
"5. Impostazione delle gradazioni del colore" (pag.24).

2. Utilizzare i pattern di impostazione dello schermo analogico. Load the


Dopo aver letto le istruzioni del file "Readme.txt" eseguire il programma di impostazione "Screen Adjustment Program" incluso nel Utility Disk. Aprire il file:
"Screen adjustment pattern files".

3. Effettuare nuovamente un'operazione di autoimpostazione mediante i pattern analogici.

Per eliminare lo sfarfallio e centrare l'immagine

Procedimento

1. Visualizza il pattern 1 "Screen adjustment pattern files" a pieno schermo



2. Selez. "Screen" nel menu di impostazione e ENTER
3. Seleziona "Analog Adjustment" nel menu e premi il tasto ENTER
4. Seleziona l'opzione "Auto Screen Adjust" e premi il tasto . ENTER
5. Selez. "Yes" con ▲ o ▼ e premi ENTER

Lo sfarfallio e la centratura dell'immagine vengono corretti automaticamente.

Se il monitor non è impostato correttamente dopo l'utilizzo della funzione AutoAdjustment, continuare con le impostazioni:
["5.Impostazione delle gradazioni del colore" \(pag.24\).](#)

4. Seleziona "Screen" dal menu di impostazione per effettuare ulteriori impostazioni avanzate.

Per impostare clock, phase e position, in questo ordine.

Per eliminare barre verticali

Procedimento

1. Choose "Analog Adjustment" nel menu "Screen" e premi ENTER
2. Seleziona "Clock" nel menu e premi il tasto. ENTER


Il menu "Clock" appare.

3. Selezionare con i tasti ▲ o ▼ per una corretta impostazione.

Premi ▲ o ▼ lentamente per la corretta impostazione.

4. Premi ENTER per uscire dal menu.

Se le barre persistono, proseguire con il punto "Rimuovere l'effetto flicker e blur".



Eliminare l'effetto flicker e blur

Procedimento

1. Selez. "Analog Adjustment" nel menu "Screen" e premi il tasto ENTER.
2. Selez. "Phase" nel menu e premi il tasto ENTER.
Il menu "Phase" appare.
3. Imposta i valori con ▼ o ▲ per minimizzare l'effetto flicker o blur.
4. Premi ENTER per uscire dal menu.
Se dopo l'impostazione appaiono linee verticali, ripeterete il punto "Eliminare bare barre verticali".
(Clock Phase Position)

Attenzione

- Flicker o blur possono eventualmente essere causati dalle impostazioni del PC o della scheda grafica.


Centrare l'immagine

Note

Questa correzione è solamente in grado di centrare l'immagine sullo schermo. I pixel hanno una posizione fissa nel pannello LCD e non possono ovviamente essere "spostati".

Procedimento

1. Seleziona "Analog Adjustment" nel menu "Screen" e premi ENTER.
2. Selez. "Hor.Position" o "Ver.Position" dal menu di impostazione e premi il tasto ENTER.
Il menu "Hor. Position" o "Ver. Position" appare.
3. Centrare con il tasto ▼ o ▲
4. Premi ENTER per uscire dal menu.
5. Chiudere Pattern 1.




5. Impostazione gradazione cromatica.

Impostare la gradazione del colore automaticamente

Ogni tonalità (da 0 a 255) può essere visualizzata individualmente per impostare il livello del segnale di uscita.

Procedimento

1. Visualizza Pattern 2 a pieno schermo utilizzando i “Screen adjustment pattern files”.



2. Seleziona “Screen” nel menu di impost. e premi ENTER
3. Seleziona “Analog Adjustment” nel menu e premi il tasto ENTER.
4. Selez. “Auto Range Adjust” nel menu di impostazione e premi il tasto ENTER.
5. Selez. “Yes” con ▼ o ▲ e premi ENTER.
Il range di uscita viene impostato automaticamente.
6. Chiudi Pattern 2.

6.6. Modifica di caratteri e linee sfocati.

Per correggere linee e caratteri sfocati

Se un’immagine viene visualizzata ad una risoluzione differente a quella raccomandata, linee e caratteri possono eventualmente apparire sfocati.

Attenzione

- Un’operazione di smoothing può eventualmente non risultare necessaria, ciò dipende dalla risoluzione attiva. (in tal caso l’icona non sarà selezionabile).

Parametri impostabili

1 - 5

Procedimento

1. Seleziona “Screen” nel menu di impost. e premi ENTER.
2. Seleziona “Smoothing” nel menu e premi il tasto ENTER
Il menu “Smoothing” appare.
3. Usa ▼ o ▲ per l’impostazione.
4. Premi ENTER per uscire dal menu.

2-5. Modifica del rapporto di aspetto


Modifica del rapporto d'aspetto "Screen Size"

L'immagine visualizzata alla risoluzione raccomandata apparirà automaticamente a pieno schermo.

Per un eventuale modifica utilizzare la funzione "Screen Size".

| Elemento | Funzione |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Full Screen/pieno schermo | Visualizza l'immagine a pieno schermo. In alcuni casi le immagini possono apparire distorte, nel caso in cui la frequenza di scansione verticale non corrisponde a quella orizzontale. |
| Enlarged/espansa | Visualizza l'immagine a pieno schermo. In alcuni casi appare un bordo nero orizzontale o verticale. |
| Normale*1 | Visualizza le immagini alla risoluzione raccomandata. |

Es: dimensione immagine 1024 × 768



EV2436W :

(1920 × 1200)

(1600 × 1200)

(1024 × 768)

Procedimento


1. Selez. "Screen" dal menu di impostazione, premi ENTER.
2. Selez. "Screen Size" nel menu e premi il tasto ENTER.
Il menu "Screen Size" appare.
3. Seleziona "Full Screen"/"Enlarged, o "Normal" con ▼ o ▲ .
4. Premi ENTER per uscire dal menu.

Attenzione

- Selezionando l'opzione "Normal" alcune gradazioni cromatiche potrebbero risultare non visualizzabili

Impostazione della luminosità dei bordi

Per impostare la luminosità dei bordi neri quando è attiva la modalità “Normal” o “Enlarged”.



Procedimento

1. Selez. “Monitor Settings” nel menu di impostazione, premi **ENTER**.
2. Seleziona “Border Intensity” nel menu e premi il tasto **ENTER**.
Il menu “Border Intensity” appare.
3. Usa **▼** o **▲** per le impostazioni.
4. Premi **ENTER** per uscire dal menu.

Cap. 3 Impostazione del volume

3-1. Impostazione del volume

Parametri impostabili

0 - 30

Procedimento

1. Premi **▼** / **⏮** .
2. Usa **▲** o **▼** per la corretta impostazione del volume
3. Premi **ENTER** per uscire dal menu.

Nota

- il volume degli altoparlanti e della presa cuffia può essere impostata individualmente.
-

3-2. Selezione della sorgente audio durante l'utilizzo dell'ingresso DisplayPort

Questa funzione permette di commutare la sorgente audio durante l'utilizzo dell'ingresso segnale DisplayPort. E' possibile selezionare l'opzione Stereo Mini Jack o DisplayPort.

Procedimento

1. Selez. "Sound" nel menu di impostaz. e premi **ENTER**.
2. Selez. "Source" nel menu e premi il tasto **ENTER**.
Il menu "Source" appare.
3. Seleziona "Stereo Mini Jack" o "DisplayPort" con **▼** o **▲** .
4. Premi **ENTER** per uscire dal menu.

Nota

- Questa funzione è attiva solo con l'ingresso segnale DisplayPort
-

3-3. Attivazione/disattivazione comunicazione DDC/CI

Questa funzione consente di attivare e disattivare la comunicazione DDC/CI (vedi "6-9. Glossario" (pag. 52)).

Procedimento



1. Seleziona "Monitor Settings" nel menu di impostazione e premi **ENTER**.
2. Seleziona "DDC/CI" nel menu e premi il tasto **ENTER**.
Il menu "DDC/CI" appare.
3. Seleziona "On" "Off" con **▼** o **▲** .
4. Premi **ENTER** per uscire dal menu.

Nota: L'ingresso DisplayPort di questo monitor non supporta la comunicazione DDC/CI.

3-4. Bloccaggio tasti

La funzione permette di evitare un'eventuale modifica indesiderata delle impostazioni.

Procedimento

1. Premi  per spegnere il monitor.
2. Premere **SIGNAL** e il tasto  per spegnere il monitor.
L'operazione di bloccaggio e sbloccaggio si alternano ripetendo il passo 2.

Nota

- Il tasto di accensione e spegnimento del monitor è sempre attivo, anche se è attiva la funzione di bloccaggio tasti
-

3-5. Visualizzazione del logo EIZO

Per attivare il logo sullo sfondo dello schermo.

Procedimento

1. Selez. "Monitor Settings" nel menu di impostazione e **ENTER**
2. Seleziona l'opzione "Menu Settings" e premi il tasto **.** **ENTER**
3. Seleziona l'opzione "Logo" nel menu e premi il tasto **ENTER**
Il menu appare.
4. Seleziona "On" o "Off" con **▲** o **▼**
5. Premi **ENTER** per uscire dal menu.

3-6. Modifica la posizione del menu di impostazione

Per modificare la posizione del menu sullo schermo.

Procedimento

1. Selez. "Monitor Settings" nel menu di impostazione e **ENTER**
2. Seleziona "Menu Settings" nel menu e premi **.** **ENTER**
3. Seleziona "Menu Position" nel menu e premi **.** **ENTER**
Il menu appare.
4. Seleziona con i tasti **▲** o **▼** la posizione desiderata **.**
5. Premi **ENTER** per uscire dal menu.

3-7. Impostazione della lingua

Permette di selezionare la lingua desiderata per messaggi ed informazioni.

Lingue disponibili

Inglese/tedesco/francese/spagnolo/italiano/svedese/giapponese/cinese semplice e tradizionale

Procedimento

1. Seleziona “Menu Settings” dal menu di impostaz. e premere ENTER
2. Seleziona “Language” da “Menu Settings” e premere ENTER
3. Seleziona la lingua ▲ ▼ utilizzando i tasti di direzione su e giù.
4. Premi ENTER per uscire dal menu.

3-8. Reset sui valori default

Sono disponibili due tipi di Reset: Mode Reset solo per le impostazioni della luminosità sui valori default e All Reset per un risettaggio di tutti i valori sui parametri di fabbrica.

Nota

- Dopo aver effettuato il reset non è più possibile annullare in alcun modo l'operazione.
-

Nota

- Vedi anche [“Impostazioni Default principali”](#) (pag. 49).
-

Reset sui valori default luminosità

Questa funzione effettua esclusivamente un reset dei parametri della luminosità della modalità attiva.

Procedimento

1. Seleziona “Mode” dal menu di impostazione e premere ENTER
2. Seleziona “Mode Reset” nel menu “Mode” e ENTER
3. Selezionare “Execute” ▲ ▼ con i tasti di direzione su e giù.
4. Premi ENTER.

I valori di luminosità torneranno ai valori default di fabbrica.

Reset valori default di fabbrica

Questa funzione effettua un reset di tutti i valori (eccetto delle impostazioni del menu “Input” e “Optional Settings”).

Procedimento

1. Seleziona “Tools” dal menu di impostazione e premere ENTER .
2. Seleziona “All Reset” dal menu “Tools”, premi ENTER
3. Selezionare “Execute” ▲ ▼ con i tasti di direzione su e giù
4. Premi ENTER .

Tutti i parametri eccetto nel menu “Input” e “Optional Settings” sono stati risettati sui valori default di fabbrica..

Cap.4 Impostazioni funzione touch (Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7)

Attenzione

- Per l'utilizzo del pannello touch con il sistema Windows XP, consultare il manuale dell'utente del monitor touch disponibile a corredo su CD ROM

4-1. Calibrazione del monitor


Attenzione

- Durante l'operazione di calibrazione non mettere le mani sullo schermo e non posare nessun metallo vicino allo schermo
- Se dovesse apparire durante la calibrazione una finestra chiamata "User Account Control" procedere seguendo le istruzioni illustrate.

1. Aprire il pannello di controllo Windows.

Il metodo di avvio varia a seconda del sistema operativo:

Windows 8.1

1. Clicca  sulla parte inferiore della schermata "Start".
La schermata "Apps" appare.
2. Clicca "Control Panel" nel menu "Windows System".

Windows 8


1. Clic destro con il mouse nella schermata "Start" in una posizione qualsiasi senza attivare icone.
Il controllo dell'App appare sulla parte bassa dello schermo.
2. Clicca "All apps".
3. Clicca "Control Panel" nel menu "Windows System".

Windows 7

1. Clicca "Start" - "Control Panel".

2. Clicca “Hardware and Sound” - “Tablet PC Settings”.

La finestra “Tablet PC Settings” appare.



3. Clicca “Setup” nella casella “Display”.

Uno schermata con sfondo bianco del pannello touch appare.

Attenzione

- se lo schermo viene utilizzato come multi-schermo definire il pannello touchscreen in accordanza con il messaggio che appare sullo schermo.

4. Toccare lo schermo con le dita.

Lo schermo viene riconosciuto come superficie touch.

5. Premi “Enter” sulla tastiera.

La finestra “Tablet PC Settings” riappare

6. Clicca “Calibrate”.


Una schermata di calibrazione con uno sfondo bianco viene visualizzata.

Attenzione

- Se si utilizza lo schermo in un ambito multischermo, selezionare il monitor da calibrare dalla lista pulldown del menu “Display” e cliccare “Calibrate”.

7. Toccare la croce di target sullo schermo per un paio di secondi con le dita .

Il target di calibrazione appare per 16 volte sullo schermo, iniziando dalla parte superiore sinistra.



Nota

- Per la seconda calibrazione e quelle successive il target di calibrazione apparirà per 4 volte consecutive.

8. A calibrazione avvenuta clicc “Yes” per salvare la calibrazione.

9. Cliccare “OK” per chiudere il menu.


4-2. Configurazione pannello touch

1. Apri il pannello di controllo Windows.

Consulta la pag. 30, nella quale sono descritti i vari metodi di avviamento che variano a seconda del sistema operativo.

2. Clicca “Hardware and Sound” - “Pen and Touch”.

La finestra del menu “Pen and Touch” appare.



Configura le funzioni base nel menu “Pen and Touch”. Per dettagli su ogni impostazione consulta le descrizioni in ogni casella o nell’aiuto Windows Help.

3. Dopo aver completato le impostazioni cliccare su “OK” per chiudere la finestra.

4-3. Impostazione del suono al tocco


E' possibile impostare il suono che lo schermo emette quando si preme una funzione.

1. Apri il pannello di controllo Windows.

Consulta la pag. 30, nella quale sono descritti i vari metodi di avviamento che variano a seconda del sistema operativo.

2. clicca "Hardware and Sound" - "Sound" - "Change System Sounds".

Il menu "Sound" appare.



3. Seleziona "Start Navigation" dalla lista "Program Events".

4. Seleziona il suono desiderato dal menu pull-down "Sounds".

Nota

- E' necessario definire almeno un suono.
-

5. Clicca "OK" per chiudere la finestra.

Cap. 5 Funzioni di risparmio energetico

5-1. Impostazione Power Saving (risparmio energetico)

Monitor

Questa funzione permette di attivare la funzione di risparmio energetico in accordo con le impostazioni del PC. Se il PC entra nella modalità power Saving, anche il monitor rimane spento.

Attention

- Per spegnere completamente il pannello premere l'interruttore principale e staccare il cavo di alimentazione del monitor dalla presa di corrente.
- Dispositivi connessi tramite USB port (upstream and downstream) saranno attivi anche quando il monitor è nella modalità di risparmio ed il tasto di accensione/spengimento del pannello di controllo è spento. Il consumo dipenderà quindi dai dispositivi connessi.
- Il consumo varia anche nel caso in cui è connesso il cavo stereo mini jack.

Nota

- Il monitor entra nella modalità di risparmio energetico dopo 15 secondi dal momento in cui il segnale d'ingresso cessa di essere rilevato.

Procedimento

1. Seleziona "PowerManager" dal menu di impostazione e premi ENTER.
2. Seleziona "Power Save" dal menu e premi il tasto ENTER.
3. Seleziona "On"/"Off" con ▲ o ▼.
4. Premi ENTER per uscire dal menu.

Sistema di risparmio energetico

Segnale d'ingresso analogico

monitor conforme allo standard VESA DPM.

| PC | | Monitor | Spia di alimentazione |
|-------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| On | | Operativo | Blu |
| Powersaving | STAND-BY SUSPENDED OFF | modalità di risparmio energetico | arancione |
| PowerOff | | modalità di risparmio energetico | arancione |

Segnale d'ingresso digitale

- DVI
monitor conforme allo standard DVI DMPM.
- DisplayPort
monitor conforme allo standard DisplayPort.

| P | Monitor | Spia di alimentazione |
|-------------|----------------------------------|-----------------------|
| On | Operativo | Blu |
| PowerSaving | modalità di risparmio energetico | arancione |
| PowerOff | modalità di risparmio energetico | arancione |

Uscire dalla modalità Power Saving (risparmio energetico)

Il monitor si riaccende automaticamente non appena si tocca un tasto o si muove il mouse.

Uscita audio durante la modalità di risparmio energetico

Il monitor consente di spegnere l'uscita audio di altoparlanti e cuffia nella modalità di risparmio energetico.

Procedimento

1. Selez. "Sound" nel menu di impostazione e **ENTER**.
2. Seleziona "Power Save" nel menu e premi il tasto **ENTER**
Il menu appare.
3. Seleziona "Sound On" o "Sound Off" **▲ ▼** con i tasti di direzione
4. Premi **ENTER** per uscire dal menu.

5-2. Attivare o disattivare la spia di alimentazione

Per disattivare la luce della spia di alimentazione (blu) nella fase operativa del monitor.

Procedimento

1. Selez. "Monitor Settings" nel menu di impostazione e **ENTER**
2. Seleziona l'opzione "Power Indicator" nel menu e premi il tasto **ENTER**
Il menu "Power Indicator" appare.
3. Selez. "On o Off" con **▲ o ▼**.
4. Premi **ENTER** per uscire dal menu.

5-3. Attivare/disattivare la funzione di autocontrollo della luminosità

Utilizzando la funzione EcoView Optimizer 2 la luminosità dello schermo viene automaticamente impostata secondo il livello del bianco del segnale d'ingresso. Questa funzione consente di ridurre il consumo mantenendo al contempo la luminosità definita dal segnale d'ingresso.

Procedimento


1. Selez. "EcoView" nel menu di impostazione e **ENTER**.
2. Seleziona "EcoView Optimizer 2" dal menu e premi il tasto **ENTER**
Il menu "EcoView Optimizer 2" appare.
3. Selez. "On o "Off" con **▲ o ▼**
4. Premi **ENTER** per uscire dal menu.

Nota

- Se come modalità colore CAL Switsh è selezionata l'opzione "DICOM" questa funzione è impostata su "Off".
 - Quando la funzione EcoView Optimizer 2 è attiva, l'aspetto di colori chiari potrebbe risultare modificato. Se ciò non vi conviene, impostare la funzione su "Off".
-

5-4. Verifica del livello di ecocompatibilità

Il menu EcoView consente una verifica della riduzione del consumo, delle emissioni CO₂ e il livello di ecocompatibilità. Più luci sono accese nel grafico Eco Performance Level e maggiore sarà il livello di risparmio raggiunto.



Procedimento

1. Selez. "EcoView" nel menu di impostazione e ENTER .
Il menu "EcoView Menu" appare.

Nota

- Riduzione del consumo: la retroilluminazione consuma meno energia grazie all'ottimizzazione della prestazioni dei valori di luminosità.
 - I valori di riduzione delle emissioni di CO₂ sono solo una stima della diminuzione della quantità di emissioni di CO₂ emesse nel lasso di un ora.
- * Il valore numerico è il risultato di un calcolo basato sulle impostazioni default (0.000555 t -CO₂/kWh) e determinato dal ministro di ordinanza giapponese (2006, ministero per l'economia, industria e commercio, ministero per l'ambiente, articolo di codice civile 3) e può differire ogni anno.

5-5. Attivare/disattivare la funzione Auto Power-OFF

Questa funzione di definire un determinato intervallo di spegnimento automatico dopo che lo schermo è entrato nella modalità di risparmio energetico.

Parametri impostabili

Off, 0, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 min, 1, 2, 3, 4, 5 h



Procedimento

1. Selez. "PowerManager" nel menu di impostazione e ENTER .
2. Selez. "Eco Timer" nel menu e premi il tasto ENTER .
3. Selez. "Off" o l'intervallo di spegnimento con ▲ o ▼ .
4. Premi ENTER per uscire dal menu.


Cap. 6 Risoluzione di problemi

Se il problema persiste dopo aver applicato i seguenti rimedi, contattare il rivenditore EIZO.

6-1. Nessuna immagine

| Problema | Probabile causa e rimedio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nessuna immagine <ul style="list-style-type: none"> La spia di alimentazione è spenta | <ul style="list-style-type: none"> Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. Riacendere il monitor con il tasto di accensione Spegnere e riaccendere il monitor con l'interruttore principale di alimentazione |
| <ul style="list-style-type: none"> La spia di alimentazione lampeggia in blu | <ul style="list-style-type: none"> Aumentare i valori "Brightness", "Contrast", or "Gain" vedi "Impostazioni avanzate a (pag.15). |
| <ul style="list-style-type: none"> La spia di alimentazione è di colore arancione. | <ul style="list-style-type: none"> Cambia il segnale con SIGNAL Muovere il mouse o premere un tasto sulla tastiera. Toccare la superficie del pannello Verificare che il PC sia acceso. Può succedere che la scheda grafica e il PC non hanno ancora rilevato il segnale se il monitor si trova in modalità di risparmio energetico. Se l'immagine non appare dopo aver premuto un tasto sulla tastiera e mosso il mouse, spegnere il PC. Procedere con il seguente procedimento. <ol style="list-style-type: none"> Premi  il monitor per spegnere il monitor. Premi ENTER e il tasto  contemporaneamente per riaccendere il monitor. <p>Sul titolo del menu Information del menu di impostazione appare "x" (vedi cap."7-4. Visualizzare le informazioni sul monitor" (page47)).</p> <ol style="list-style-type: none"> Riavviare il PC. Per ritornare alle impostazioni precedenti ripetere il passo 1 a 3. |
| <ul style="list-style-type: none"> La spia di alimentazione lampeggia in arancione | <ul style="list-style-type: none"> Problemi con il dispositivo che usa l'ingresso DisplayPort. Risolvere il problema, spegnere il monitor e riaccenderlo nuovamente. Evt.consultare il manuale del dispositivo connesso |






| Problema | Probabile causa e rimedio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Il seguente messaggio appare.</p> <p>Questo messaggio indica se i parametri dell'ingresso segnale non sono compatibili. Esempio:</p>  | <p>Questo messaggio appare se il segnale non viene ricevuto correttamente anche se il monitor funziona correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare se la risoluzione/frequenza del monitor è compatibile con quella del PC (vedi manuale di Setup Manual o a pag. 13 delle risoluzioni compatibili del monitor). • Riavviare il PC • Selezionare la modalità appropriata utilizzando il utility della scheda grafica. Consultare il manuale della scheda grafica per ulteriori dettagli. |

6-2. Problemi di immagine sia digitale che analogico

| Problem | Possible cause and remedy |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Lo schermo è troppo luminoso o buio.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Modificare i parametri <Brightness>. (La retroilluminazione subisce un certo deterioramento nel corso dell'impiego del monitor. In caso di ulteriori segni di deterioramento contattare il rivenditore locale.) |
| <p>2. I caratteri presentano sfocature</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il PC presenti le stesse configurazione della risoluzione e della frequenza verticale del monitor. (vedi risoluzioni compatibili del monitor a pag. 13). • Se si visualizzano immagini ad una risoluzione diversa di quella raccomandata possono apparire sfocature dei caratteri e delle immagini. Utilizza la funzione "Smoothing" e "ScreenSize" nel menu di impostazione (vedi pag. 24 e 25). |
| <p>3. Apparizione di immagini residue</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Usare uno screen saver quando il monitor non viene usato per evitare che un'immagine fissa resti sullo schermo per un lungo |
| <p>4. Apparizione di pixel difettosi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Si tratta di una particolarità dei monitor LCD e non di un guasto del monitor |
| <p>4. Impronte rimangono visualizzate sullo schermo.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Scegliere Impostando lo schermo sul bianco può risolvere il problema.. |
| <p>6. Apparizione di interferenze.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Disattivare la funzione "Overdrive" impostandola su "Off" (vedi 19). • Se vengono introdotti segnali HDCP l'immagine potrebbe eventualmente non apparire subito |

6-3. Problemi di immagine solo analogici

| Problem | Possible cause and remedy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. L'immagine non è centrata.</p>  | <ul style="list-style-type: none">• Usa l'opzione "Position" del menu di impostazione per la correzione vedi pag. 23.• Se il problema persiste consultare il manuale della scheda grafica per centrare l'immagine |
| <p>2. Apparizione di linee e barre verticali</p>  | <ul style="list-style-type: none">• Usa l'opzione "Clock" del menu di impostazione per la correzione vedi pag. 22 |
| <p>3. Sfarfallio e sfocature</p>  | <ul style="list-style-type: none">• Usa "Phase" nel menu di impostazione per la correzione vedi pag. 23. |

6-4. Problemi del pannello touch

| Problem | Possible cause and remedy |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. L'operazione touch è disattivata. | <ul style="list-style-type: none">• Verificare che PC e monitor siano collegati tramite il cavo USB.• Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente• Modificare eventualmente l'impostazione della sensibilità della superficie Touch. |
| 2. La posizione del cursore non è corretta. / il cursore salta | <ul style="list-style-type: none">• Collegare il monitor al PC con il cavo indicato nella guida di SetupGuide. Il pannello potrebbe non funzionare correttamente se si utilizzano adattatori o convertitori.• Spegnerne il monitor• Calibrare nuovamente lo schermo touch.• Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente a monitor e PC. Un collegamento sbagliato provocare malfunzionamenti.• Modificare eventualmente l'impostazione della sensibilità della superficie Touch.• Cambiare la posizione o l'angolo di utilizzo del monitor per eliminare il fenomeno di saltamento del cursore.• Non posare oggetti in metallo in prossimità dello schermo• Pulire lo schermo con un panno morbido e solo leggermente umido.• Utilizzare uno spray antistatico per ridurre l'elettricità statica.• Attendere 5 secondi dopo l'accensione del PC, dopo aver acceso il monitor o dopo aver collegato il cavo USB e non toccare il pannello. Eventualmente lasciare il monitor senza toccarlo per 2 minuti e spegnere e riaccendere il monitor nuovamente. Se il problema persiste ricalibrare il pannello touch. . |
| 3. Il cursore non appare sulla posizione digitata e appare invece in altra posizione simmetrica | <ul style="list-style-type: none">• Calibrare il pannello |
| 4. Il cursore è tremolante. / Il tracciato è irregolare e lento | <ul style="list-style-type: none">• Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente a monitor e PC. Un collegamento sbagliato provocare malfunzionamenti• Modificare eventualmente l'impostazione della sensibilità della superficie Touch.• Evitare la presenza di oggetti di metallo nelle vicinanze.• Verificare che ci sia abbastanza spazio tra un monitor e l'altro in ambiente multischermo |
| 5. (Se si utilizza Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7) La calibrazione non funziona correttamente. | <ul style="list-style-type: none">• Effettuare un reset prima di ricalibrare il pannello (cliccando "Reset" nel menu "Display" del "TabletPC Settings" accessibili tramite il pannello di controllo Windows) e ricalibrare successivamente il pannello. |

| Problema | Probabile causa e rimedio |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. (Se si utilizza Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7) Nessun suono al tocco | <ul style="list-style-type: none"> L'audio viene riprodotto solo dai terminali di uscita del PC. Per sentire l'audio sarà necessario collegare degli altoparlanti. Eventualmente non viene emesso alcun suono se si digita una posizione in cui non sono assegnate funzioni. |

Attenzione

- Per dettagli sul software di impostazione del pannello touch sensitivo consultare il relativo manuale su CD ROM a corredo.

6-5. Altri problemi

| Problema | Probabile causa e rimedio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Il menu di impostazione non appare. | <ul style="list-style-type: none"> Verificare che non sia attiva la funzione di bloccaggio tagli (pag. 27). |
| 2. La funzione "Smoothing" del menu di impostazione non è selezionabile | <ul style="list-style-type: none"> questa funzione non è disponibile nei seguenti casi. <ul style="list-style-type: none"> -Risoluzione a 1920x1080 -Screen Size è impostata su "Normal" |
| 3. La funzione di autoimpostazione non funziona | <ul style="list-style-type: none"> Questa funzione non è disponibile con il segnale d'ingresso digitale. La funzione potrebbe non funzionare se si visualizza l'immagine solo parzialmente sullo schermo (per esempio command prompt window) o se si utilizza un wall paper nero come sfondo. Alcune schede grafiche non supportano la funzione |
| 2. Non viene prodotto nessun suono in uscita | <ul style="list-style-type: none"> Verificare che il cavo stereo mini jack sia collegato correttamente. Verificare che il volume non sia impostato su 0. Controllare che sia PC che il software audiovisivo siano configurati adeguatamente. Controllare le impostazioni del menu "Source" se si usa un ingresso DisplayPort o HDMI ("pag.30). |
| 4. Il monitor connesso con USB non funziona. / il dispositivo connesso con USB non funziona | <ul style="list-style-type: none"> Check whether the USB cable is connected correctly. (Porta USB utilizzo a page 46). Controllare che il cavo USB sia collegato correttamente. Collegare la periferica ad un'altra porta USB.(downstream). Se il problema persiste contattare il rivenditore EIZO di fiducia (Per ulteriori dettagli consultare il manuale del PC.) Alternativamente provare a <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare un restart del PC - Collegare PC e periferiche direttamente Se il problema è risolto in questo modo, rivolgersi al rivenditore EIZO di fiducia. Verificare le impostazioni del PC BIOS per USB se si usa Windows.(Consultare il manuale del PC.) |

Cap. 7 Riferimenti

7-1. Fissaggio di un braccio flessibile

Piedistalli o bracci flessibili possono essere fissati al monitor togliendo il piedistallo in dotazione. Una lista dei piedistalli e bracci flessibili compatibili è disponibile sul sito. <http://www.eizoglobal.com>

Attenzione

- In caso di impiego di un braccio flessibile di altra marca e produzione, verificare le seguenti specifiche prima dell'acquisto.
 - Cavità del braccio flessibile: 100 mm x 100 mm (a norma VESA)
 - Spessore della placca: 2.6 mm
 - Carico: peso del monitor senza piedistallo e dei cavi connessi
 - Braccio o piedistallo testato TÜV/GS.
 - Collegare i cavi solo dopo aver concluso il collegamento al braccio flessibile
 - Utilizzare solo le viti in dotazione (M4x12)mm
- Se si utilizza un braccio flessibile tenere in considerazione l'angolo massimo di visualizzazione:
 - 45/45 gradi (orizzontale e verticale, 90 gradi in senso orario)
- Connettere i cavi dopo aver fissato il braccio flessibile
- Impostare l'altezza del piedistallo solo quando il piedistallo è fissato al monitor.
- Monitor e piedistallo sono pesanti: controllare che siano fissati correttamente e non possano cadere

Procedimento

1.Solleverare la protezione del piedistallo e muovere con cautela verso destra.


2.Sistemare il monitor verso il basso evitando di graffiare la superficie del pannello.

3.Rimuovere le viti del piedistallo e staccare il supporto da tavolo.


Fissare accuratamente il monitor al braccio flessibile o al supporto desiderato..

Nota

- Se si imposta il pannello nella posizione ritratto, rimuovere i piedi del monitor seguendo il seguente procedimento:
 1. rimuovere i copripiedi.



2. rimuovere le viti di fissaggio dei piedistalli.



3. rimuovere i due piedi lateralmente come illustrato.




4. richiudere i fori con le gomme di plastica a corredo.

- conservare le parti rimosse in modo sicuro.
-

7-2. Collegamento a più PC


Il prodotto consente un utilizzo con più PC.

Esempi di collegamento



Per commutare fra i segnali

Ogni volta che viene premuto **SIGNAL** è possibile commutare tra i segnali. Il nome del segnale attivo appare sulla parte destra dello schermo.



Per impostare la priorità del segnale d'ingresso

| Impostazioni | Funzione |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto | il monitor riconosce automaticamente il segnale immesso dal PC |
| Manual | Il monitor riconosce solo il segnale attualmente inviato dal PC. Per visualizzare tutti i segnali premere SIGNAL per selezionare il segnale d'ingresso desiderato. |

Procedimento

1. Selez. "Monitor Settings" dal menu di impostazione e premi **ENTER** .
2. Selezila l'opzione "Input Signal" dal menu e premi **ENTER** .
3. Selez."Auto" o "Manual" con **▲** o **▼**.
4. Premi **ENTER** per uscire dal menu.

Nota

- Se si sceglie "Auto", il monitor entra nella modalità di risparmio nel caso in cui il PC entra nella modalità di risparmio o quando viene spento.
-

7-3. Making Use of USB (Universal Serial Bus)

Il monitor è munito di un USB hub che funziona se connesso ad un PC compatibile, permettendo il collegamento a periferiche USB:

Nota

- Questo prodotto supporta lo standard USB 3.0. Se connesso a dispositivi che supportano USB 3.0, una comunicazione ad alta velocità può essere assicurata solo se il cavo USB utilizzato per connettere PC e le periferiche è compatibile con lo standard USB 3.0).

Requisiti di sistema


- PC munito di porta USB
- Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista, Mac OS X 10.2 o superiore, Mac OS 9.2.2
- C a v o EIZO USB

Attenzione

- Il monitor può eventualmente non funzionare se PC, sistema operativo o le periferiche non sono compatibili.
- Se il monitor è in modalità di risparmio energetico le periferiche connesse tramite USB downstream sono operative e quindi il consumo varia anche nella modalità di risparmio energetico.
- Se l'interruttore principale del monitor è spento la porta USB downstream non funziona.

Procedimento di setup (funzione USB)

1. Connettere prima il monitor al PC con il cavo USB e avviare il PC.
2. Connetter il cavo USB della porta USB downstream del PC alla porta USB upstream del monitor
La funzione USB viene attivata automaticamente non appena viene collegato il cavo.
3. Connettere la periferica USB alla porta USB downstream del monitor.



7-4. Visualizzazione dei dati del monitor

Per monitorare dati come nome del modello, numero di serie, tempo di utilizzo, risoluzione e segnale d'ingresso.

Procedimento

1. Seleziona "Information" nel menu di impost. e ENTER
 Il menu appare.

Attenzione

- Il tempo di utilizzo potrebbe non essere 0 al momento di acquisto a causa di collaudi e ispezioni effettuati in fabbrica.
-


| | | |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plug&Play | | Analog/Digital(DVI-D):VESADDC2B/EDIDstructure1.3 Digital(DisplayPort):VESADisplayPort/EDIDstructure1.4 |
| Dimensions (Width)× (Height)× (Depth) | Mainunit | 556.7mm(21.9inch)×143.9-360.7mm(5.7inch-14.2inch)×89-401.3mm(3.5-15.8inch) |
| | Mainunit(without stand) | 556.7mm(21.9inch)×339.2mm(13.4inch)×54mm(2.13inch) |
| Mass | Mainunit | Approx.6.6kg(14.6lbs.) |
| | Mainunit(without stand) | Approx.6.0kg(13.2lbs.) |
| Movablerange | | Tilt: 15°to70° |
| Environmental Conditions | Temperature | Operating: 5°Cto35°C(41°Fto95°F) |
| | | Transportation/Storage: -20°Cto60°C(-4°Fto140°F) |
| | | Humidity |
| | Humidity | Operating: 20%to80%R.H.(nocondensation) |
| | | Transportation/Storage: 10%to90%R.H.(nocondensation) |
| | AirPressure | Operating: 700to1,060hPa |
| Transportation/Storage: 200to1,060hPa | | |
| Storage: | | |
| USB | Standard | USBSpecificationRevision2.0 |
| | Port | Upstreamport×1,Downstreamport×2 |
| | CommunicationSpeed | 480Mbps(high),12Mbps(full),1.5Mbps(low) |
| | Supplycurrent | Downstream: Max.500mA/1port |

Impostazioni default

| | |
|-------------------|------------|
| EcoViewOptimizer2 | Off |
| CALSwitchMode | DICOM |
| ScreenSize | FullScreen |
| Smoothing | 3 |
| PowerSave | On |
| EcoTimer | Off |
| Language | Inglese |
| MenuPosition | Centro |
| InputSignal | Auto |

Dimensioni esterne

Unità in
mm



Accessori

| | |
|--------------|--------|
| Cavo segnale | MD-C87 |
|--------------|--------|

informazioni aggiornate sono disponibili su <http://www.eizo.com>

7-6. Timing Preset

Tabella delle impostazioni default analogiche del segnale.

Attenzione

- La posizione dell'immagine può risultare spostata. Ciò dipende dal PC collegato. Effettuare le dovute impostazioni tramite il menu di impostazione.
- L'utilizzo di risoluzioni non elencate nella tabella sottostante può richiedere un'ulteriore impostazione manuale dello schermo. Nonostante ciò la visione potrebbe risultare comunque non ottimale anche dopo l'impostazione.
- Se si utilizzano segnali interlacciati l'immagine può risultare scorretta anche dopo aver effettuato le impostazioni nel menu di impostazione.

| Risoluzione | Segnali adatti | Frequenz | | | Polarità | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------|----------|----------|
| | | Frequenza: MHz | Orizzont. kHz | Vert.: Hz | Orizz. | Vert. |
| 640×480 | VGA | 25.18 | 31.47 | 59.94 | Negativa | Negative |
| 640×480 | VESA | 31.50 | 37.86 | 72.81 | Negativa | Negative |
| 640×480 | VESA | 31.50 | 37.50 | 75.00 | Negativa | Negative |
| 720×400 | VGATEXT | 28.32 | 31.47 | 70.09 | Negativa | Positiva |
| 800×600 | VESA | 36.00 | 35.16 | 56.25 | Positiva | Positiva |
| 800×600 | VESA | 40.00 | 37.88 | 60.32 | Positiva | Positiva |
| 800×600 | VESA | 50.00 | 48.08 | 72.19 | Positiva | Positiva |
| 800×600 | VESA | 49.50 | 46.88 | 75.00 | Positiva | Positiva |
| 1024×768 | VESA | 65.00 | 48.36 | 60.00 | Negativa | Negativa |
| 1024×768 | VESA | 75.00 | 56.48 | 70.07 | Negativa | Negativa |
| 1024×768 | VESA | 78.75 | 60.02 | 75.03 | Positiva | Positiva |
| 1280×720 | CEA-861 | 74.25 | 45.00 | 60.00 | Positiva | Positiva |
| 1280×960 | VESA | 108.00 | 60.00 | 60.00 | Positiva | Positiva |
| 1280×1024 | VESA | 108.00 | 63.98 | 60.02 | Positiva | Positiva |
| 1280×1024 | VESA | 135.00 | 79.98 | 75.03 | Positiva | Positiva |
| 1680×1050 | VESACVT | 146.25 | 65.29 | 59.95 | Negativa | Positiva |
| 1680×1050 | VESACVTRB | 119.00 | 64.67 | 59.88 | Positiva | Negativa |
| 1920×1080 | CEA-861 | 148.50 | 67.50 | 60.00 | Positiva | Positiva |

Cap. 8 Glossario

Clock

Se il monitor LCD viene collegato alla scheda video tramite un connettore analogico possono talvolta apparire striature e linee verticali (la causa può essere talvolta una frequenza del monitor diversa al dot clock del sistema grafico). Per risolvere il problema impostare correttamente la frequenza clock.

Spazio colore

Disponibili gli spazi YUV e RGB: YUV esprime il colore utilizzando la luminanza (Y), la differenza colore tra blu (U) e del rosso (V). RGB invece esprime il colore utilizzando le gradazione dei tre colori, Rosso (R), Verde (G), e Blu (B).

DisplayPort

Interfaccia digitale AV utilizza per il collegamento al monitor di PC e a dispositivi audio-visuali. Sia i segnali video che audio vengono trasmessi tramite un unico cavo.

DVI (Digital Visual Interface)

L'interfaccia digitale trasmette dati digitali senza perdite di dati direttamente dal PC usando il metodo di trasmissione segnali "TMDS". Esistono due tipi di connettore DVI: DVI-D compatibile solo per segnali digitali e DVI-I in grado di elaborare sia segnali digitali che analogici.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)

Il sistema di controllo per l'interfaccia digitale. Lo stato "Monitor ON" (modalità operativa) e lo stato "Active Off" (modalità di power-saving/trisparmio energetico) sono indispensabili come parte della funzione DVI-DMPM del monitor.

Gain

Il valore gain è usato per regolare i parametri del colore rosso, verde e blu; quindi dei colori primari. Tutti i colori rappresentati da un monitor sono una combinazione di questi tre colori. Il tono può essere variato o cambiato impostando l'intensità della luminosità (volume) che passa attraverso ogni filtro colore..

Gamma

La correzione Gamma controlla e gestisce la brillantezza. Impostando valori gamma bassi l'immagine appare nitida e precisa..

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

HDCP significa High-bandwidth Digital Content Protection ed è un sistema di protezione che crea una catena di fiducia tra una sorgente HD e un dispositivo di visualizzazione a cui questa è collegata.

Il segnale HD viene criptato all'interno della sorgente prima che questo venga inviato tramite connessione HDMI e viene quindi decrittato all'interno del dispositivo di visualizzazione.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

"interfaccia multimediale ad alta definizione" Standard commerciale interamente digitale per l'interfaccia dei segnali audio e video. Questo interfaccia basato sullo standard DVI collega il monitor al PC, l'immagine proiettata, l'audio ed il controllo segnale vengono trasmessi in un unico cavo.

Overdrive

Un metodo che consiste nel mandare un impulso di sovratensione che accelera l'allineamento dei cristalli liquidi e restituisce quindi tempi di risposta inferiori e ottimizzando la visione di sequenze animate e di immagini in movimento.

Risoluzione

Numero di pixel (punti sullo schermo) che costituiscono l'immagine ed è espresso come numero di punti orizzontali moltiplicato il numero di punti verticali (es. 640 x 480).

sRGB (Standard RGB)

È uno spazio RGB standard sviluppato nel 1995 come spazio di colore di default per Windows, Internet e le applicazioni multimediali ed ha una gamma RGB più ristretta.

Temperatura

Unità di misura per misurare la temperatura di colore. Fu ideata dallo scienziato Lord Kelvin. I valori più alti rappresentano la performance migliore.

5,000 K: bianco leggermente rossastro.

6,500 K: tono bianco morbido, simile al bianco della carta.

9,300 K: tono bianco leggermente bluastro

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)

Un segnale di trasmissione di interfaccia digitale.

VESA DPMS

(Video Electronics Standards Association - Display Power Management Signaling) Associazione fra produttori di hardware per l'uniformità per la definizione ed il mantenimento degli standard per schede video e monitor. La VESA ha svolto un ruolo fondamentale per l'introduzione degli standard grafici video Super VGA ed Extended VGA contribuendo a ridurre al minimo lo sfarfallio, lo stress e l'affaticamento della vista dell'operatore.

Appendice

Trademark

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and other countries.

The DisplayPort Compliance Logo and VESA are registered trademarks of the Video Electronics Standards Association.

Acrobat, Adobe, Adobe AIR, and Photoshop are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries.

AMD Athlon and AMD Opteron are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook, and QuickTime are registered trademarks of Apple Inc.

ColorMunki, Eye-One, and X-Rite are registered trademarks or trademarks of X-Rite Incorporated in the United States and/or other countries.

ColorVision and ColorVision Spyder2 are registered trademarks of DataColor Holding AG in the United States. Spyder3 and Spyder4 are trademarks of DataColor Holding AG.

ENERGY STAR is a registered trademark of the United States Environmental Protection Agency in the United States and other countries.

GRACoL and IDEAlliance are registered trademarks of International Digital Enterprise Alliance.

NEC is a registered trademark of NEC Corporation.

PC-9801 and PC-9821 are trademarks of NEC Corporation.

NextWindow is a registered trademark of NextWindow Ltd.

Intel, Intel Core and Pentium are registered trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries.

PowerPC is a registered trademark of International Business Machines Corporation.

PlayStation is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc.

PSP and PS3 are trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

RealPlayer is a registered trademark of RealNetworks, Inc.

TouchWare is a trademark of 3M Touch Systems, Inc.

Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server, and Xbox 360 are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

YouTube is a registered trademark of Google Inc.

Firefox is a registered trademark of the Mozilla Foundation.

Kensington and MicroSaver are trademarks of ACCO Brands Corporation.

EIZO, the EIZO Logo, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor, and ScreenManager are registered trademarks of EIZO Corporation in Japan and other countries.

ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i•Sound, Screen Administrator, and UniColor Pro are trademarks of EIZO Corporation.

All other company and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

License / Copyright

A round gothic bold bit map font designed by Ricoh is used for the characters displayed on this product.

Medical Standards

- Il sistema finale deve essere compatibile ai requisiti IEC60601-1-1.
- Dispositivi che emettono onde elettromagnetiche possono influenzare limitare o causare il malfunzionamento del monitor. Installare l'attrezzatura in un ambiente controllato per evitare questi effetti negativi.

Classificazione del dispositivo

- Protezione contro shock elettrici: Classe I
- Classe EMC: EN60601-1-2:2007 gruppo 1 Classe B
- Classification dispositivo medico (MDD 93/42/EEC): Classe I
- Modo di utilizzo: impiego continuo
- Protezione IP classe: IPX0

FCC Dichiarazione di Conformità

For U.S.A. , Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of Conformity

La parte responsabile

EIZO Inc.
5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630
Phone: (562) 431-5011

dichiare che il prodotto

EIZO
Model: RadiForce MS235WT

è conforme alla Parte 15 delle normative FCC (Federal Communication Commission) . Il funzionamento del prodotto è soggetto alle seguenti condizioni: (1) non deve provocare interferenze dannose e (2) deve essere in grado di accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero provocare anomalie nel funzionamento.

Questo dispositivo è stato collaudato ed è conforme ai requisiti richiesti per un apparecchio digitale di classe B ai sensi della Parte 15 delle normative FCC. Tali limiti sono volti a fornire una protezione ragionevole delle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può emettere radiofrequenze e se non installata e utilizzato secondo le istruzioni può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non vi è alcuna garanzia che in particolari installazioni non si verifichino tali interferenze. In caso di interferenze nella ricezione di segnali radio o televisivi, conseguenti all'accensione e allo spegnimento del prodotto, è possibile provare a ovviare a tali inconvenienti adottando i seguenti provvedimenti.

- * Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente
- * Aumentare la distanza tra il prodotto ed il ricevitore.
- * Collegare il prodotto alla presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- * Consultare il fornitore o un tecnico radio/TV d'esperienza.

Eventuali modifiche non illustrate nel presente manuale possono rendere nullo il diritto di utilizzo del prodotto da parte dell'utente.

Nota: Per il collegamento del presente prodotto e di tutte le periferiche opzionali o periferiche host utilizzare un cavo segnale EIZO per evitare interferenze entro i limiti della classe B per apparecchi digitali.

- Cavo AC
- Cavo segnale schermato (in dotazione)

Informazione per il Canada

Questo dispositivo digitale Classe B è conforme alla norma Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EMC INFORMAZIONI



ATTENZIONE

I monitor RadiForce per uso medicali rispondono a particolari criteri di sicurezza: per la manutenzione rivolgersi a personale di manutenzione qualificato. L'unità è concepita per essere utilizzata solo con la tensione specificata e con i cavi in dotazione.

L'utilizzo di altri cavi può causare un aumento delle emissioni o una diminuzione della protezione.

Non utilizzare i monitor RadiForce in prossimità di dispositivi portatili e mobili di comunicazione.

Ciò può influenzare negativamente la performance.

I monitor RadiForce non debbono essere utilizzati in prossimità di altri dispositivi o sistemi. Nel caso di utilizzo nelle vicinanze di altre apparecchiature, si consiglia di verificarne il funzionamento e nell'ambito della configurazione.

Il personale responsabile del collegamento e configurazione nell'ambito del sistema medicale è anche responsabile del corretto collegamento di ulteriori dispositivi in entrata o uscita tramite ingresso/uscita segnale secondo i criteri di sicurezza IEC/EN60601-1-2.

Guida e dichiarazione del produttore – Sicurezza del prodotto

La serie Radiforce è stato concepito per l'utilizzo nell'ambito delle seguenti specifiche elettromagnetiche

| Emission test | Compliance | Electromagnetic environment - guidance |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RFemissions CISPR11/EN55011 | Group1 | I monitor RadiForce utilizzano energia RF solo per la funzione interna. Le emissioni RF sono quindi molto basse e non causano interferenza ad altri dispositivi I monitor RadiForce sono utilizzabili per l'uso in imprese commerciali ed uso domestico ed in tutti gli ambienti di utilizzi connessi ad ogni fonti di corrente a basso voltaggio che vengono utilizzati per usi domestici. |
| RFemissions CISPR11/EN55011 | ClassB | |
| Harmonicemissions IEC/EN61000-3-2 | ClassD | |
| Voltagefluctuations/ flickeremissions IEC/EN61000-3-3 | Complies | |

Guida e dichiarazione del produttore – Protezione elettromagnetica

I Prodotti RadiForce risponde alle specifiche sottostanti.

| Immunity test | IEC/EN60601 test level | Compliance level | Electromagnetic environment - guidance |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electrostatic discharge(ESD) IEC/EN61000-4-2 | ±6kVcontact ±8kVair | ±6kVcontact ±8kVair | I pavimenti possono essere di legno, asfalto o ceramica. Se i pavimenti sono coperti da materiale sintetico, l'umidità relative non deve essere inferiore al 30%. |
| Electricalfast transient/burst IEC/EN61000-4-4 | ±2kV forpowersupplylines ±1kV forinput/outputlines | ±2kV forpowersupplylines ±1kV forinput/outputlines | La qualità della corrente elettrica richiesta deve essere di tipo commerciale oppure ospedaliero |
| Surge IEC/EN61000-4-5 | ±1kVline(s)toline(s) ±2kVline(s)toearth | ±1kVline(s)toline(s) ±2kVline(s)toearth | La qualità della corrente elettrica richiesta deve essere di tipo commerciale oppure ospedaliero |
| Voltagedips,short interruptionsand voltagevariationson powersupplyinput lines IEC/EN61000-4-11 | <5%U _T (>95% dipin U _T)for0.5cycle 40%U _T (60% dipin U _T) for5cycles 70%U _T (30% dipin U _T) for25cycles <5%U _T (>95% dipin U _T)for5sec | <5%U _T (>95% dipin U _T)for0.5cycle 40%U _T (60% dipin U _T)for5cycles 70%U _T (30% dipin U _T)for25cycles <5%U _T (>95% dipin U _T)for5sec | La qualità della corrente elettrica richiesta deve essere di tipo commerciale oppure ospedaliero Nel caso in cui i monitor RadiForce devono essere operativi senza alcuna interruzione dell'alimentazione si raccomanda l'uso di una fonte elettrica indipendente o a batteria. |
| Powerfrequency (50/60Hz) magneticfield IEC/EN61000-4-8 | 3A/m | 3A/m | Il campo di frequenza magnetica deve essere su livelli di (50/60Hz) un valore caratteristico per una locazione tipica per uso in ambiente commerciale oppure ospedaliero |

NOTE U_T è il voltaggio principale a.c. precedente all'applicazione del livello di test

Guida e dichiarazione del produttore per la immunità elettromagnetica

L'utente dei monitor RadiForce deve assicurarsi che l'ambiente di utilizzo sia compatibile ai seguenti standard

| Immunity test | IEC/EN60601 test level | Compliance level | Electromagnetic environment - guidance |
|--------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ConductedRF IEC/EN61000-4-6 | 3Vrms 150kHzto80MHz | 3Vrms | Non utilizzare i monitor RadiForce in prossimità di dispositivi portatili e mobili di comunicazione RF . Ciò può influenzare negativamente la performance La distanza raccomandata viene calcolata nell'equazione seguente Distanza di separazione raccomandata $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 2.3 \sqrt{P}$, 800MHz to 2.5GHz Supponendo che "P" è il valore massimo di output del trasmettitore in watts (W) secondo le informazioni del produttore del trasmettitore il valore "d" è la distanza raccomandata in metri (m). Il campo di forza fissato da trasmettitore RF come determinato da una perizia, dovrebbe essere inferiore al livello di conformità in ogni gamma di frequenza.. Interferenze sono possibili nelle vicinanze dei dispositivi contrassegnati con il seguente simbolo. |
| RadiatedRF IEC/EN61000-4-3 | 3V/m 80MHzto2.5GHz | 3V/m | |

NOTA 1 Alla frequenza di 80 MHz a 800 MHz, viene applicata la frequenza maggiore.

NOTE A Questa guida può essere non adottabile in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica può essere influenzata dall'assorbimento e riflessione da strutture e persone.

Il campo di forza di trasmettitori come per esempio di una stazione base per la radio (cellulare/senza filo) telefonini e radio mobili, radio amatoriali, stazioni radiofoniche AM, FM e TV non possono essere predette in forma accurata.

Per valutare l'ambito elettromagnetico di un sistema di trasmettitori installati si consiglia di eseguire una perizia.

Se il campo di forza misurato in cui vengono utilizzati i monitor RadiForce supera la conformità RF sopraindicata, le prestazioni dei monitor deve essere controllata durante l'impiego. Se presentano una performance anormale può rendersi necessario trovare una nuova ubicazione per i monitor.

Alla frequenza di 150 kHz a 80 MHz, il campo di forza deve essere inferiore a 3 V/m.

Distanza raccomandata tra dispositivi portatili e mobili di comunicazione RF ed i monitor RadiForce

La serie RadiForce è destinata ad un uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF sono controllati. L'utente dei monitor RadiForce deve prevenire l'interferenza elettromagnetica mantenendo una distanza di sicurezza fra il monitor ed i dispositivi di comunicazione RF (trasmettitori) secondo la potenza massima di uscita dei trasmettitori.

La distanza di sicurezza raccomandata tra monitor RadiForce e dispositivi di comunicazione è indicata nella tabella sottostante

| Rated maximum output power of transmitter W | Separation distance according to frequency of transmitter m | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| | 150kHz to 80MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$ | 80MHz to 800MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$ | 800MHz to 2.5GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$ |
| 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
| 0.1 | 0.38 | 0.38 | 0.73 |
| 1 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
| 10 | 3.8 | 3.8 | 7.3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |

Per trasmettitori con una potenza massima in uscita non indicata nella lista sopra indicata raccomandiamo una distanza di sicurezza "d" in metri (m) che può essere stimata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore supponendo che "P" è la potenza massima d'uscita del trasmettitore in watt secondo le informazioni del produttore.

NOTA 1 a 80 MHz e 800 MHz, viene applicata una distanza di sicurezza secondo i parametri di frequenza più alti.

NOTE 2 Questa guida non è rilevante in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica può essere influenzata dall'assorbimento e la riflessione di strutture, oggetti e persone.

Lunghezza del cavo

| | |
|------------------------|------|
| cavo segnale (PP300): | 3.0m |
| cavo segnale (DD300): | 3.0m |
| cavo segnale (MD-C87): | 1.8m |
| cavo segnale (UU300): | 3.0m |

LIMITED WARRANTY

LIMITED WARRANTY

EIZO Corporation (hereinafter referred to as **"EIZO"**) and distributors authorized by EIZO (hereinafter referred to as the **"Distributors"**) warrant, subject to and in accordance with the terms of this limited warranty (hereinafter referred to as the **"Warranty"**), to the original purchaser (hereinafter referred to as the **"Original Purchaser"**) who purchased the product specified in this document (hereinafter referred to as the **"Product"**) from EIZO or Distributors, that EIZO and Distributors shall, at their sole discretion, either repair or replace the Product at no charge if the Original Purchaser becomes aware within the Warranty Period (defined below) that the Product malfunctions or is damaged in the course of normal use of the Product in accordance with the description in the instruction manual attached to the Product (hereinafter referred to as the **"User's Manual"**).

The period of this Warranty is three (3) years from the date of purchase of the Product (hereinafter referred to as the **"Warranty Period"**). EIZO and Distributors shall bear no liability or obligation with regard to the Product in relation to the Original Purchaser or any third parties other than as provided under this Warranty.

EIZO and Distributors will cease to hold or store any parts of the Product upon expiration of seven (7) years after the production of such parts is discontinued. In repairing the monitor, EIZO and Distributors will use renewal parts which comply with our QC standards.

The Warranty is valid only in the countries or territories where the Distributors are located. The Warranty does not restrict any legal rights of the Original Purchaser.

Notwithstanding any other provision of this Warranty, EIZO and Distributors shall have no obligation under this Warranty whatsoever in any of the cases as set forth below:

- (a) Any defect of the Product caused by freight damage, modification, alteration, abuse, misuse, accident, incorrect installation, disaster, faulty maintenance and/or improper repair by third party other than EIZO and Distributors;
- (b) Any incompatibility of the Product due to possible technical innovations and/or regulations;
- (c) Any deterioration of the sensor;
- (d) Any deterioration of display performance caused by the deterioration of expendable parts such as the LCD panel and/or backlight, etc. (e.g. changes in brightness, changes in brightness uniformity, changes in color, changes in color uniformity, defects in pixels including burnt pixels, etc.);
- (e) Any defect of the Product caused by external equipment;
- (f) Any defect of the Product on which the original serial number has been altered or removed;
 - (g) Any normal deterioration of the product, particularly that of consumables, accessories, and/or attachments (e.g. buttons, rotating parts, cables, User's Manual, etc.); and
 - (h) Any deformation, discoloration, and/or warp of the exterior of the product including that of the surface of the LCD panel.

To obtain service under the Warranty, the Original Purchaser must deliver the Product, freight prepaid, in its original package or other adequate package affording an equal degree of protection, assuming the risk of damage and/or loss in transit, to the local Distributor. The Original Purchaser must present proof of purchase of the Product and the date of such purchase when requesting services under the Warranty.

The Warranty Period for any replaced and/or repaired product under this Warranty shall expire at the end of the original Warranty Period.

EIZO OR DISTRIBUTORS ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO, OR LOSS OF, DATA OR OTHER INFORMATION STORED IN ANY MEDIA OR ANY PART OF ANY PRODUCT RETURNED TO EIZO OR DISTRIBUTORS FOR REPAIR.

EIZO AND DISTRIBUTORS MAKE NO FURTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE PRODUCT AND ITS QUALITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR USE. IN NO EVENT SHALL EIZO OR DISTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGE WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFIT, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR IN ANY CONNECTION WITH THE PRODUCT, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF EIZO OR DISTRIBUTORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS EXCLUSION ALSO INCLUDES ANY LIABILITY WHICH MAY ARISE OUT OF THIRD PARTY CLAIMS AGAINST THE ORIGINAL PURCHASER. THE ESSENCE OF THIS PROVISION IS TO LIMIT THE POTENTIAL LIABILITY OF EIZO AND DISTRIBUTORS ARISING OUT OF THIS LIMITED WARRANTY AND/OR SALES.

BEGRENZTE GARANTIE

EIZO Corporation (im Weiteren als „**EIZO**“ bezeichnet) und die Vertragsimporteure von EIZO (im Weiteren als „**Vertrieb(e)**“ bezeichnet) garantieren dem ursprünglichen Käufer (im Weiteren als „**Erstkäufer**“ bezeichnet), der das in diesem Dokument vorgegebene Produkt (im Weiteren als „**Produkt**“ bezeichnet) von EIZO oder einem Vertrieber erworben hat, gemäß den Bedingungen dieser beschränkten Garantie (im Weiteren als „**Garantie**“ bezeichnet), dass EIZO und der Vertrieb nach eigenem Ermessen das Produkt entweder kostenlos reparieren oder austauschen, falls der Erstkäufer innerhalb der Garantiefrist (weiter unten festgelegt) eine Fehlfunktion bzw. Beschädigung des Produkts feststellt, die während des normalen Gebrauchs des Produkts gemäß den Anweisungen des zum Lieferumfang des Produkts gehörenden Benutzerhandbuchs (im Weiteren als „**Benutzerhandbuch**“ bezeichnet) aufgetreten ist.

Die Dauer der Garantieleistung (im Weiteren als „**Garantiefrist**“ bezeichnet) beträgt drei (3) Jahre ab dem Kaufdatum des Produkts. EIZO und die Vertriebe übernehmen über den Rahmen dieser Garantie hinaus hinsichtlich des Produkts keinerlei Haftung oder Verpflichtung dem Erstkäufer oder Dritten gegenüber.

EIZO und die Vertriebe verpflichten sich, Ersatzteile für das Produkt über einen Zeitraum von sieben (7) Jahren nach Einstellung der Produktion der Ersatzteile zu lagern bzw. anzubieten. EIZO und seine Vertriebspartner verpflichten sich, bei einer etwaigen Reparatur des Monitors ausschließlich Produkte gemäß den EIZO-Qualitätssicherungsstandards zu verwenden.

Diese Garantie gilt nur in Ländern oder Gebieten, in denen sich Vertriebe befinden. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Erstkäufers gegenüber dem Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt.

EIZO und die Vertriebe besitzen im Rahmen dieser Garantie keinerlei Verpflichtung in den folgenden Fällen:

- (a) Produktdefekte, die auf Frachtschäden, Modifikation, Nachgestaltung, Missbrauch, Fehlbedienung, Unfälle, unsachgemäße Installation, Naturkatastrophen, fehlerhafte Wartung und/oder unsachgemäße Reparatur durch eine andere Partei als EIZO und die Vertriebe zurückzuführen sind.
- (b) Eine Inkompatibilität des Produkts aufgrund von technischen Neuerungen und/oder neuen Bestimmungen, die nach dem Kauf in Kraft treten.
- (c) Jegliche Verschlechterung des Sensors.
- (d) Jegliche Verschlechterung der Bildschirmleistung, die durch Verschleißteile wie das LCD-Panel und/oder die Hintergrundbeleuchtung usw. hervorgerufen werden (z.B. Veränderungen von Helligkeit oder Helligkeitsverteilung, Veränderungen von Farbe oder Farbverteilung, Pixeldefekte einschließlich von durchgebrannten Pixeln usw.).
- (e) Produktdefekte, die durch externe Geräte verursacht werden.
- (f) Jegliche Defekte eines Produkts, dessen ursprüngliche Seriennummer geändert oder entfernt wurde.
- (g) Normale Abnutzung des Produkts, insbesondere von Verbrauchsteilen, Zubehörtteilen und/oder Beilagen (z.B. Tasten, drehbare Teile, Kabel, Benutzerhandbuch usw.); sowie
- (h) Verformungen, Verfärbungen und/oder Verziehungen am Produkt äußeren, einschließlich der Oberfläche des LCD-Panels.

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung ist der Erstkäufer verpflichtet, das Produkt auf eigene Kosten und in der Originalverpackung bzw. einer anderen geeigneten Verpackung, die einen gleichwertigen Schutz gegen Transportschäden bietet, an den örtlichen Vertrieb zu übersenden, wobei der Erstkäufer das Transportrisiko gegenüber Schäden und/oder Verlust trägt. Zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Garantieleistung muss der Erstkäufer einen Verkaufsbeleg vorweisen, auf dem das Kaufdatum angegeben ist.

Die Garantiefrist für ein im Rahmen dieser Garantie ausgetauschtes und/oder repariertes Produkt erlischt nach Ablauf der ursprünglichen Garantiefrist.

EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE HAFTEN NICHT FÜR ZERSTÖRTE DATENBESTÄNDE ODER DIE KOSTEN DER WIEDERBESCHAFFUNG DIESER DATENBESTÄNDE AUF JEDLICHEN DATENTRÄGERN ODER TEILEN DES PRODUKTS, DIE IM RAHMEN DER GARANTIE BEI EIZO ODER DEN EIZO-VERTRAGSIMPORTEUREN ZUR REPARATUR EINGEREICHT WURDEN.

EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE GEBEN WEDER EXPLIZITE NOCH IMPLIZITE GARANTIE IN BEZUG AUF DIESES PRODUKT UND SEINE QUALITÄT, LEISTUNG, VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AUF KEINEN FALL SIND EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE VERANTWORTLICH FÜR JEDLICHE ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, SPEZIELLE, FOLGE- ODER ANDERE SCHÄDEN JEDLICHER ART (EINSCHLIESSLICH OHNE JEDE BEGRENZUNG SCHÄDEN BEZÜGLICH PROFITVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GESCHÄFTSINFORMATION ODER JEDLICHE ANDEREN FINANZIELLEN EINBUSSEN), DIE DURCH DIE VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER DIE UNFÄHIGKEIT ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER IN JEDLICHER BEZIEHUNG MIT DEM PRODUKT, SEI ES BASIEREND AUF VERTRAG, SCHADENSERSATZ, NACHLAESSIGKEIT, STRIKTE HAFTPFLICHT ODER ANDEREN FORDERUNGEN ENTSTEHEN, AUCH WENN EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE IM VORAUSS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN. DIESER AUSSCHLUSS ENTHÄLT AUCH JEDE HAFTPFLICHT, DIE AUS FORDERUNGEN DRITTER GEGEN DEN ERSTKÄUFER ENTSTEHEN KANN. ZWECK DIESER KLAUSEL IST ES, DIE HAFTUNG VON EIZO UND DEN VERTRIEBEN GEGENÜBER FORDERUNGEN ZU BEGRENZEN, DIE AUS DIESER BESCHRÄNKTE GARANTIE UND/ODER DEM VERKAUF ENTSTEHEN KÖNNEN.

GARANTIE LIMITÉE

EIZO Corporation (ci-après dénommé « **EIZO** ») et les distributeurs autorisés par EIZO (ci-après dénommés « **Distributeurs** »), sous réserve et conformément aux termes de cette garantie limitée (ci-après dénommée « **Garantie** »), garantissent à l'acheteur initial (ci-après dénommé « **Acheteur initial** ») du produit spécifié dans la présente (ci-après dénommé « **Produit** ») acheté auprès d'EIZO ou de Distributeurs agréés EIZO, que EIZO et ses Distributeurs auront pour option de réparer ou remplacer gratuitement le Produit si l'Acheteur initial constate, pendant la Période de garantie (définie ci-dessous), qu'il y a un dysfonctionnement ou que le Produit a subi un dommage dans le cadre d'une utilisation normale du Produit conformément à la description du mode d'emploi qui accompagne le Produit (ci-après dénommé « **Manuel d'utilisation** »).

La période de cette Garantie est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du Produit (ci-après dénommée « **Période de Garantie** »). EIZO et ses Distributeurs déclinent toute responsabilité ou obligation concernant ce Produit face à l'Acheteur initial ou à toute autre personne à l'exception de celles stipulées dans la présente Garantie.

EIZO et ses Distributeurs cesseront de tenir ou conserver en stock toute pièce de ce Produit après l'expiration de la période de sept (7) ans suivant l'arrêt de la production de telles pièces. Pour réparer le moniteur, EIZO et ses distributeurs utiliseront des pièces de rechange conformes à nos normes de contrôle qualité.

La Garantie est valable uniquement dans les pays ou les territoires où se trouvent les Distributeurs. La Garantie limite aucuns droits reconnus par la loi à l'Acheteur initial.

Nonobstant toute autre clause de cette Garantie, EIZO et ses Distributeurs n'auront d'obligation dans le cadre de cette Garantie pour aucun des cas énumérés ci-dessous :

- (a) Tout défaut du Produit résultant de dommages occasionnés lors du transport, d'une modification, d'une altération, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte, d'un désastre, d'un entretien et/ou d'une réparation incorrecte effectués par une personne autre que EIZO ou ses Distributeurs;
- (b) Toute incompatibilité du Produit résultant d'améliorations techniques et/ou réglementations possibles; (c) Toute détérioration du capteur;
- (d) Toute détérioration des performances d'affichage causée par la détérioration des éléments consommables tels que le panneau LCD et/ou le rétroéclairage, etc. (par exemple des changements de luminosité, des changements de l'uniformité de la luminosité, des modifications de couleur, des changements de l'uniformité des couleurs, des défauts de pixels y compris des pixels brûlés, etc.);
- (e) Tout défaut du Produit causé par un appareil externe;
- (f) Tout défaut d'un Produit sur lequel le numéro de série original a été altéré ou supprimé;
 - (g) Toute détérioration normale du Produit, particulièrement celle des consommables, des accessoires et/ou des pièces reliées au Produit (touches, éléments pivotants, câbles, Manuel d'utilisation etc.), et
 - (h) Toute déformation, décoloration, et/ou gondolage de l'extérieur du Produit, y compris celle de la surface du panneau LCD.

Pour bénéficier d'un service dans le cadre de cette Garantie, l'Acheteur initial doit renvoyer le Produit port payé, dans son emballage d'origine ou tout autre emballage approprié offrant un degré de protection équivalent, au Distributeur local, et assumer la responsabilité des dommages et/ou pertes possibles lors du transport. L'Acheteur initial doit présenter une preuve d'achat du Produit comprenant la date d'achat pour bénéficier de ce service dans le cadre de la Garantie.

La Période de garantie pour tout Produit remplacé et/ou réparé dans le cadre de cette Garantie expirera à la fin de la Période de garantie initiale.

EIZO ET SES DISTRIBUTEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES DE DONNÉES OU D'AUTRES INFORMATIONS STOCKÉES DANS UN MÉDIA QUELCONQUE OU UNE AUTRE PARTIE DU PRODUIT RENVOYÉ À EIZO OU AUX DISTRIBUTEURS POUR RÉPARATION.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE, N'EST OFFERTE PAR EIZO ET SES DISTRIBUTEURS CONCERNANT LE PRODUIT ET SES QUALITÉS, PERFORMANCES, QUALITÉ MARCHANDE OU ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES FORTUITS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INDUITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE PERTE DE PROFIT, D'UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉS, D'UNE PERTE DE DONNÉES COMMERCIALES, OU DE TOUT AUTRE MANQUE À GAGNER) RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU AYANT UN RAPPORT QUELCONQUE AVEC LE PRODUIT, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UN TORT, D'UNE NÉGLIGENCE, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, MÊME SI EIZO ET SES DISTRIBUTEURS ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CETTE LIMITATION INCLUT AUSSI TOUTE RESPONSABILITÉ QUI POURRAIT ÊTRE SOULEVÉE LORS DES RÉCLAMATIONS D'UN TIERS CONTRE L'ACHETEUR INITIAL. L'ESSENCE DE CETTE CLAUSE EST DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ POTENTIELLE DE EIZO ET DE SES DISTRIBUTEURS RÉSULTANT DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ET/OU DES VENTES.

GARANTÍA LIMITADA

EIZO Corporation (en lo sucesivo "EIZO") y sus distribuidores autorizados (en lo sucesivo los "Distribuidores"), con arreglo y de conformidad con los términos de esta garantía limitada (en lo sucesivo la "Garantía"), garantizan al comprador original (en lo sucesivo el "Comprador original") que compró el producto especificado en este documento (en lo sucesivo el "Producto") a EIZO o a sus Distribuidores, que EIZO o sus Distribuidores, a su propio criterio, repararán o sustituirán el Producto de forma gratuita si el Comprador original detecta dentro del periodo de la Garantía (indicado posteriormente) que el Producto no funciona correctamente o que se ha averiado durante el uso normal del mismo de acuerdo con las indicaciones del manual de instrucciones suministrado con el Producto (en lo sucesivo el "Manual del usuario").

El periodo de esta Garantía es de tres (3) años a partir de la fecha de compra del Producto (en adelante designado como el "Periodo de Garantía"). EIZO o sus Distribuidores no tendrán ninguna responsabilidad ni obligación con respecto al Producto para con el Comprador original ni con terceros que no sean las estipuladas en la presente Garantía.

EIZO y sus Distribuidores no estarán obligados a suministrar cualquier recambio del Producto una vez pasados siete (7) años desde que se deje de fabricar el mismo. Para la reparación del monitor, EIZO y los distribuidores utilizarán repuestos que cumplan con nuestros estándares de control de calidad.

La Garantía es válida sólo en los países y territorios donde están ubicados los Distribuidores. La Garantía no restringe ningún derecho legal del Comprador original.

A pesar de las estipulaciones de esta Garantía, EIZO y sus Distribuidores no tendrán obligación alguna bajo esta Garantía en ningún caso de los siguientes:

- (a) Cualquier defecto del Producto causado por daños en el transporte, modificación, alteración, abuso, uso incorrecto, accidente, instalación incorrecta, desastre, mantenimiento incorrecto y/o reparación indebida realizada por un tercero que no sea EIZO o sus Distribuidores.
- (b) Cualquier incompatibilidad del Producto de bida a posibles innovaciones técnicas y/o regulaciones. (c) Cualquier deterioro del sensor.
- (d) Cualquier deterioro en el rendimiento de la visualización causado por fallos en las piezas consumibles como el panel LCD y/o la "Backlight", etc. (p. ej. cambios de brillo, cambios de uniformidad del brillo, cambios de color, cambios de uniformidad del color, defectos de píxeles, incluyendo píxeles muertos, etc.).
- (e) Cualquier defecto del Producto causado por un equipo externo.
- (f) Cualquier defecto del Producto en el que haya sido alterado o borrado el número de serie original.
 - (g) Cualquier deterioro normal del Producto, y en particular de las piezas consumibles, accesorios y demás (p. ej. botones, piezas giratorias, cables, Manual del usuario, etc.).
- (h) Cualquier deformación, decoloración y/o abebe de exterior del Producto incluida la superficie del panel LCD. Para obtener

servicio en los términos de esta Garantía, el Producto deberá ser enviado por el Comprador original, a su Distribuidor local, con el transporte previamente pagado, en el embalaje original u otro embalaje adecuado que ofrezca el mismo grado de protección, asumiendo el riesgo de daños y/o pérdida del Producto durante el transporte. El Comprador original deberá presentar un comprobante de compra del Producto en el que se refleje la fecha de compra del mismo cuando lo solicite el servicio de Garantía.

El Periodo de garantía para cualquier Producto reemplazado y/o reparado en los términos de esta Garantía expirará al vencer el Periodo de garantía original.

EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO SE RESPONSABILIZAN DE NINGÚN DAÑO O PÉRDIDA QUE PUEDAN SUFRIR LOS DATOS U OTRA INFORMACIÓN ALMACENADA EN CUALQUIER MEDIO O CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO DEVUELTO A EIZO O A LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO PARA SU REPARACIÓN.

EIZO Y LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO OFRECEN NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA NI EXPLÍCITA, CON RESPECTO AL PRODUCTO Y A SU CALIDAD, RENDIMIENTO, COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA CUALQUIER USO EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO SERÁ EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO EMERGENTE, INDIRECTO, ESPECIAL, INHERENTE O CUALQUIERA QUE SEA (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA) QUE SE DERIVE DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO O EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO, YA SEA BASADO EN CONTRATO, POR AGRAVIO, NEGLIGENCIA, ESTRICTA RESPONSABILIDAD O CUALQUIERA QUE SEA, AUN CUANDO SE HAYA ADVERTIDO A EIZO O A LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ESTA EXCLUSIÓN TAMBIÉN ABARCA CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE PUEDA DERIVARSE DE RECLAMACIONES HECHAS POR UN TERCERO CONTRA EL COMPRADOR ORIGINAL. LA ESENCIA DE ESTA ESTIPULACIÓN ES LIMITAR LA RESPONSABILIDAD POTENCIAL DE EIZO Y LOS DISTRIBUIDORES QUE PUDIERA DERIVARSE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA Y/O EVENTAS.

GARANZIA LIMITATA

EIZO Corporation (a cui si farà riferimento da qui in poi con "EIZO") ed i Distributori autorizzati da EIZO (a cui si farà riferimento da qui in poi con "Distributori") garantiscono, secondo i termini di questa garanzia limitata (a cui si farà riferimento da qui in poi con "Garanzia") all'acquirente originale (a cui si farà riferimento da qui in poi con "Acquirente originale") che ha acquistato il prodotto specificato in questo documento (a cui si farà riferimento da qui in poi con "Prodotto") da EIZO o dai suoi Distributori, che EIZO e i distributori, a loro discrezione, ripareranno o sostituiranno il Prodotto senza addebito se l'Acquirente originale trova, entro il periodo della Garanzia (definito sotto), che il Prodotto malfunziona e si è danneggiato nel corso del suo normale utilizzo osservando le indicazioni del manuale di istruzioni allegato al Prodotto (a cui si farà riferimento da qui in poi con "Manuale utente").

Il periodo di questa Garanzia è di tre (3) anni dalla data di acquisto del Prodotto (a cui si farà riferimento da qui in poi con "Periodo di Garanzia"). EIZO e i suoi Distributori non si assumono alcuna responsabilità e non hanno alcun obbligo riguardo al Prodotto verso l'Acquirente originale o terzi diversi da quelli relativi a questa Garanzia.

EIZO e i suoi Distributori cesseranno di tenere o di conservare qualsiasi ricambio del Prodotto allo scadere di sette (7) anni dopo che la produzione di tali ricambi è stata terminata. Per la riparazione del monitor, EIZO e i Distributori utilizzeranno parti di ricambio conformi ai nostri standard di controllo della qualità.

La Garanzia è valida soltanto nei paesi dove ci sono i Distributori EIZO. La Garanzia non limita alcun diritto legale dell'Acquirente originale.

Indipendentemente da qualsiasi altra condizione di questa Garanzia, EIZO e i suoi Distributori non avranno alcun obbligo derivante da questa Garanzia in ogni caso elencato di seguito:

- (a) Qualsiasi difetto del Prodotto causato da danni di trasporto, modifiche, alterazioni, abusi, usi impropri, incidenti, installazione errata, calamità, manutenzione errata e/o riparazioni improprie eseguite da terzi che non siano EIZO o i suoi Distributori.
- (b) Qualsiasi incompatibilità del Prodotto dovuta a possibili innovazioni tecniche e/o normative.
Qualsiasi deterioramento del sensore.
- (d) Qualsiasi deterioramento delle prestazioni dello schermo causato dal deterioramento delle parti consumabili, come il pannello LCD e/o la retroilluminazione, ecc. (per esempio: i cambiamenti di luminosità, i cambiamenti di uniformità della luminosità, i cambiamenti di colore, i cambiamenti di uniformità del colore, i difetti dei pixel, inclusi i pixel bruciati, ecc.).
- (e) Qualsiasi difetto del Prodotto causato da apparecchiature esterne.
- (f) Qualsiasi difetto del Prodotto in cui il numero di serie originale sia stato alterato o rimosso.
- (g) Qualsiasi normale deterioramento del Prodotto, in particolare modo nelle sue parti di consumo, accessori, e/o attacchi (per esempio: tasti, parti rotanti, cavi, Manuale dell'utente, ecc.).
- (h) Qualsiasi tipo di deformazione, scolorimento, e/o di involucre esterno del Prodotto incluso la superficie del pannello LCD.

Per ricevere assistenza tecnica con questa Garanzia, l'Acquirente originale deve inviare il Prodotto, con trasporto prepagato, nella sua confezione originale o altra confezione adeguata che fornisce un livello analogo di protezione, assumendosi il rischio di danni e/o perdita in transito, al Distributore locale. L'Acquirente originale deve presentare la prova di acquisto che stabilisca la data di acquisto del Prodotto quando richiede servizio sotto Garanzia.

Il Periodo di garanzia per qualsiasi Prodotto sostituito e/o riparato sotto questa Garanzia scade alla fine del Periodo di garanzia originale.

EIZO E I SUOI DISTRIBUTORI NON SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO O PERDITA DI DATI O ALTRE INFORMAZIONI MEMORIZZATE SU QUALSIASI SUPPORTO O QUALSIASI PARTE DI QUALSIASI PRODOTTO INVIATO A EIZO O I SUOI DISTRIBUTORI PER RIPARAZIONI.

EIZO E I SUOI DISTRIBUTORI NON OFFRONO ALCUNA GARANZIA ADDIZIONALE, IMPLICITA O ESPLICITA, RIGUARDO IL PRODOTTO E LA SUA QUALITÀ, PRESTAZIONI, VENDIBILITÀ O APPROPRIATEZZA PER QUALSIASI USO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO EIZO O I DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO ACCIDENTALE, INDIRETTO, SPECIALE, CONSEGUENTE O DI QUALSIASI ALTRA NATURA (INCLUSI, SENZA LIMITI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ, PERDITA DI INFORMAZIONI D'AFFARI O QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA) DERIVANTI DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI USARE IL PRODOTTO O IN QUALSIASI RELAZIONE AL PRODOTTO, SIA SU BASE DI CONTRATTO, TORTO, NEGLIGENZA, STRETTA RESPONSABILITÀ O ALTRIMENTI, ANCHE SE EIZO O I DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SONO STATI AVVERTITI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. QUESTA ESCLUSIONE INCLUDE ANCHE QUALSIASI RESPONSABILITÀ CHE POSSA INSORGERE DA RECLAMI DI TERZI CONTRO L'ACQUIRENTE ORIGINALE. L'ESSENZA DI QUESTO PROVVEDIMENTO È LIMITARE LA RESPONSABILITÀ POTENZIALE DI EIZO E DEI DISTRIBUTORI DERIVANTE DA QUESTA GARANZIA LIMITATA E/O DALLE VENDITE.

BEGRÄNSAD GARANTI

EIZOCorporation(nedankallat" **EIZO** ")ochEIZOsauktoriseradedistributörer(nedankallade" **Distributörer** ")garanterar ienlighet med villkoren i denna begränsade garanti (nedan kallad " **Garantin** ") den ursprunglige köparen (nedan kallad den " **Ursprunglige köparen** ") som köpte den i dokumentet specificerade produkten (nedan kallad " **Produkten** ") från EIZO eller Distributörer, att EIZO eller Distributörer enligt eget gottfinnande kostnadsfritt antingen reparera eller byta ut den defekta Produkten om den Ursprunglige köparen inom Garantiperioden (definieras nedan) upptäcker att Produkten fungerar felaktigt eller skadas under normal användning av Produkten i enlighet med beskrivningen i bruksanvisningen (nedankallad" **Bruksanvisning** ").

Garantiperiodenär begränsad till tre(3)årfrån datumet för Produkts inköp(här kallad" **Garantiperioden** ").EIZOoch Distributörerskainte undernågravillkorhanågot annatansvarävnadsomangesidennagarantigällandeProdukteni relation till den Ursprunglige köparen eller tredje part.

EIZOochDistributörer kommer att upphöra med lagerhållning av Produkts delar efter sju(7)årefter att produktionen av dessa delar upphört. Nät skärmen repareras använder EIZO och distributörer reservdelar som uppfyller våra kvalitetsstandarder.

Garantin är endast giltig i de länder där det finns Distributörer. Garantin begränsar inte några av den Ursprunglige köparens lagstadgade rättigheter.

Oavsett andra villkor i denna garanti ska inte EIZO Distributörer under några villkor ha något ansvar i något av de fall som beskrivs nedan:

- (a) När någon bristfällighet hos Produkten kan härledas till att ha uppstått vid frakt, modifiering, ändring, felaktigt handhavande, olycka, felaktig installation, katastrof, felaktigt underhåll och/eller felaktig reparation utförd av tredje part annan än EIZO och Distributörer.
- (b) Alla former av inkompatibilitet hos Produkten på grund av möjliga tekniska innovationer och/eller bestämmelser. (c) Alla försämringar av sensorn.
- (d) Alla försämringar av bildens prestanda beroende på förbrukningsdelar så som LCD-panel och/eller bakgrundsbelysning etc. (t.ex. ändringar i ljusstyrka, jämnhet i ljusstyrka, färg, färgjämnhet, defekta pixlar och/eller fastlysande pixlar etc.).
- (e) Alla defekter hos Produkts omorsakats av extern utrustning.
- (f) Alla defekter hos Produkten på vilken det ursprungliga serienumret har ändrats eller avlägsnats.
 - (g) All normal försämring av Produkten, speciellt förbrukningsartiklar, tillbehör och/eller yttre delar (t.ex. knappar, roterande delar, kablar, Bruksanvisningen etc.).
- (h) Varje deformation, missfärgning och/eller skevhet av Produkts yttre inklusive ytan på LCD-panelen. För att erhålla service

under denna garanti måste den Ursprunglige köparen (med hänseende till risken för skada och/eller förlust under transport) leverera Produkten till närmaste Distributör med förebetalad frakt, i dess ursprungliga förpackning eller annan fullgod förpackning som ger likvärdigt skydd. Den Ursprunglige köparen måste kunna visa inköpsbevis för Produkts omklargör Produkts inköpsdatum vid begäran av garantiservice.

Garantiperioden för alla utbytta och/eller reparerade produkter under denna garanti skall upphöra vid utgången av den ursprungliga Garantiperioden.

EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON FORM AV SKADA ELLER FÖRLUST AV DATA ELLER ANNAN INFORMATION SOM HAR LAGRATS I NÅGON FORM AV MEDIA ELLER ANNAN DEL AV NÅGON PRODUKT SOM HAR RETURNERATS TILL EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER FÖR REPARATION.

EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNA GARANTERAR INGET, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, VAD BETRÄFFAR PRODUKTEN OCH DESS KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGON FORM AV SPECIELL ANVÄNDNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST UNDERORDNADE, INDIREKTA, SPECIELLA, DÄRAV FÖLJANDE ELLER ÖVRIGA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV INKOMST, AVBRUTEN AFFÄRSRÖRELSE, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER ANNAN SÄRSKILD FÖRLUST) SOM UPPSTÅTT SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGÅTTAN VÄNDA PRODUKTEN ELLER I NÅGON FORM AV ANSLUTNING TILL PRODUKTERNA, VARE SIG DETTA GRUNDAS PÅ KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING, FÖRSUMLIGHET, ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT, ÄVEN OMEIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA HAR INFORMERATS BETRÄFFANDE MÖJLIGHET ATT SÅDANA SKADOR FÖRELIGGER. DETTA UNDANTAG OMFATTAR ÄVEN ALL FORM AV ANSVARSSKYLDIGHET SOM KAN UPPSTÅ GENOM TREDJE PARTS ANSPRÅK GENTEMOT DEN URSPRUNGLIGE KÖPAREN. GRUNDBESTÄNDSDELEN I BESTÄMMELSEN ÄR ATT BEGRÄNSA DE TEVENTUELLA ANSVARSTAGANDE TILL FÖRE EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNASOMKAN UPPSTÅ GENOM DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OCH/ELLER FÖRSÄLJNING.

Η EIZO Corporation (στο εξής «**EIZO**») και οι διανομείς που εξουσιοδοτεί η EIZO (στο εξής « **μ** ») παρέχουν εγγύηση, υποκείμενη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας περιορισμένης εγγύησης (στο εξής « **μ** »), στον αρχικό αγοραστή (στο εξής « **α** ») ο οποίος αγοράσει το προϊόν που καθορίζεται στο παρόν έγγραφο (στο εξής « **α** ») από την EIZO ή τους διανομείς, η οποία εξασφαλίζει ότι η EIZO και οι διανομείς, σύμφωνα με τη διακριτή ευχέρειά τους, είτε θα επισκευάσουν είτε θα αντικαταστήσουν το προϊόν χωρίς χρέωση εάν ο Αρχικός Αγοραστής αντιληφθεί εντός της Περιόδου Εγγύησης (ορίζεται κατωτέρω) ότι το προϊόν δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με την περιγραφή στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το προϊόν (στο εξής « **α** »).

Η περίοδος της παρούσας Εγγύησης είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος (στο εξής « **α** »). Η EIZO και οι διανομείς δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά το προϊόν σε σχέση με τον Αρχικό Αγοραστή ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε άλλη ευθύνη διαφορετική από αυτήν που παρέχεται στην παρούσα Εγγύηση.

Η EIZO και οι διανομείς θα παύσουν να διατηρούν ή να αποθηκεύουν τυχόν εξαρτήματα του προϊόντος κατά την λήξη των επτά (7) ετών μετά τη διακοπή της παραγωγής τέτοιων εξαρτημάτων. Κατά την επισκευή της οθόνης, η EIZO και οι διανομείς θα χρησιμοποιήσουν ανταλλακτικά επισκευής που συμμορφώνονται με τα πρότυπά μας για τη Διασφάλιση Ποιότητας.

Η Εγγύηση ισχύει μόνο σε χώρες ή περιοχές όπου βρίσκονται οι διανομείς. Η Εγγύηση δεν περιορίζει οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματα του Αρχικού Αγοραστή.

Λαμβανομένης υπόψη κάθε διάταξης της παρούσας Εγγύησης, η EIZO και οι διανομείς δεν θα έχουν καμία απολύτως υποχρέωση σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που διατυπώνονται κατωτέρω:

(α) Τυχόν ελάττωμα του προϊόντος που προκαλείται από ζημιά κατά τη μεταφορά, τροποποίηση, αλλαγή, κατάχρηση, λανθασμένη χρήση, ατύχημα, λανθασμένη εγκατάσταση, καταστροφή, εσφαλμένη συντήρηση ή/και λανθασμένη επισκευή από τρίτο μέρος εκτός της EIZO και των διανομέων,

(β) Τυχόν ασυμβατότητα του προϊόντος λόγω πιθανών τεχνικών καινοτομιών ή/και κανονισμών, (γ)

Τυχόν επιδείνωση του αισθητήρα,

(δ) Τυχόν επιδείνωση της απόδοσης οθόνης που προκαλείται από τη φθορά αναλώσιμων εξαρτημάτων όπως της οθόνης LCD ή/και του φωτός υποβάθρου, κτλ. (π.χ. αλλαγές στη φωτεινότητα, αλλαγές στην ομοιομορφία φωτεινότητας, αλλαγές στο χρώμα, αλλαγές στην ομοιομορφία χρώματος, ελαττώματα σε ριχέλ περιλαμβανομένων των καμένων ριχέλ, κτλ.),

(ε) Τυχόν ελάττωμα του προϊόντος που προκαλείται από εξωτερικό ξεπλυσμό,

(στ) Τυχόν ελάττωμα του προϊόντος στο οποίο έχει τροποποιηθεί αφαιρεθίσιμος αριθμός σειρών,

(ζ) Τυχόν φυσιολογική φθορά του προϊόντος, ιδιαίτερα αυτής των αναλώσιμων, των αξεσουάρ ή/και των προσαρτημάτων (π.χ. κουμπιά, περιστρεφόμενα μέρη, καλώδια, εγχειρίδιο χρήστη, κτλ.), και

(η) Τυχόν παραμόρφωση, αποχρωματισμό ή/και διαστρέβλωση του εξωτερικού μέρους του προϊόντος, περιλαμβανομένης της επιφάνειας της οθόνης LCD.

Ο Αρχικός Αγοραστής για να δικαιούται υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με την Εγγύηση, θα πρέπει να παραδώσει το προϊόν, με πληρωμένα τα μεταφορικά έξοδα, στην αρχική του συσκευασία ή σε άλλη επαρκή συσκευασία με ισότιμο βαθμό προστασίας, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο βλάβης ή/και απώλειας κατά τη μεταφορά, στον τοπικό διανομέα. Ο Αρχικός Αγοραστής όταν ζητά υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με την Εγγύηση, θα πρέπει να προσκομίζει την απόδειξη αγοράς του προϊόντος και την ημερομηνία της αγοράς.

Η Περίοδος Εγγύησης για οποιοδήποτε αντικατεστημένο ή/και επισκευασμένο προϊόν σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση λήγει στο τέλος της αρχικής Περιόδου Εγγύησης.

Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ EIZO Ή ΣΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.

Η EIZO ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΥΧΑΙΑ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ Ή ΑΛΛΗ ΒΛΑΒΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΒΛΑΒΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΒΛΑΒΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΕΙΔΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΕΑΝ Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EIZO ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

EIZO Corporation (называемая в дальнейшем "EIZO") и авторизованные EIZO дистрибуторы (называемые в дальнейшем "Дистрибуторы") гарантируют, в соответствии с условиями и пунктами этой ограниченной гарантии (называемой в дальнейшем "Гарантия"), первичному покупателю (называемому в дальнейшем "Покупатель"), который приобрел у EIZO или Дистрибуторов продукт, указанный в этом документе (называемый в дальнейшем "Продукт"), что EIZO или Дистрибуторы на свое усмотрение либо бесплатно отремонтируют, либо бесплатно заменят Продукт, если Первоначальный покупатель признает в пределах Гарантийного срока (определенного ниже), что Продукт неисправен или поврежден процессом нормального использования продукта в соответствии с описанием в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к Продукту (называемой в дальнейшем "Инструкция").

Гарантийный период ограничен сроком в три (3) года от даты приобретения Продукта (называемый в дальнейшем "Период"). EIZO и Дистрибуторы не несут никакой ответственности и не берут обязательств относительно Продукта по отношению к Первоначальному покупателю или по отношению к любым третьим сторонам, кроме обязательств, оговоренных в этой Гарантии.

EIZO и Дистрибуторы прекратят хранение или складирование любых деталей Продукта по истечении семи (7) лет после прекращения производства таких деталей. В случае ремонта монитора EIZO и Дистрибуторы будут использовать запчасти, которые соответствуют нашим стандартам QC (контроль качества).

Гарантия действительна только в странах или регионах, где расположены Дистрибуторы. Гарантия не ограничивает никакие незаконные права Первоначального покупателя.

Несмотря на другие условия этой Гарантии EIZO и Дистрибуторы не несут никаких обязательств согласно этой Гарантии в любом из перечисленных ниже случаев:

- (а) Любые дефекты Продукта, вызванные повреждениями при перевозке, модификацией, изменением, неправильным обращением, неправильным использованием, авариями, неправильной установкой, стихийными бедствиями, неправильным уходом и/или неправильным ремонтом третьей стороной, отличной от EIZO или Дистрибуторов;
- (б) Любые несовместимости Продукта из-за технических усовершенствований и/или изменения технических норм;
- (в) Любое повреждение датчика;
- (г) Любые ухудшения работы дисплея, вызванные изнашиванием невосстановимых частей, таких как панель ЖКД и/или подсветка и т.д. (например, изменение в яркости, изменение в равномерности яркости, изменение в цветности, изменение в равномерности цветности, изменение в пикселях, включая выгоревшие пиксели и т.д.);
- (д) Любые дефекты Продукта, вызванные внешним оборудованием;
- (е) Любые дефекты Продукта, при которых оригинальный серийный номер был изменен или удален;
- (ж) Любые естественные ухудшения продукта, в частности, вызванные износом расходных частей, принадлежностей и/или приспособлений (например, кнопок, вращающихся частей, кабелей, Руководства пользователя и т.д.); и
- (з) Любые деформации, изменения цвета и/или коробления внешней поверхности продукта, включая поверхность панели ЖКД.

Чтобы получить техническое обслуживание в рамках Гарантии, Первоначальный покупатель должен доставить Продукт местному Дистрибутору, оплатив перевозку, в его оригинальную упаковку или в другую соответствующую упаковку, обеспечивающую равноценную степень защиты, принимая во внимание риск повреждения и/или утерю при транспортировке. При запросе технического обслуживания в рамках Гарантии Первоначальный покупатель должен предоставить свидетельство о покупке продукта и дату покупки.

Гарантийный период для любого замененного и/или отремонтированного продукта в рамках Гарантии истекает в конце завершения срока действия оригинального Гарантийного периода.

EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ХРАНЯЩИХСЯ НА КАКИХ-ЛИБО НОСИТЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ НА ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЧАСТЯХ ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ВОЗВРАЩЕН EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРАМ ДЛЯ РЕМОНТА.

EIZO И ДИСТРИБУТОРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДУКТА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТОВАРНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ПОБОЧНЫЙ ИЛИ ИНОЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, УЩЕРБ ИЗ-ЗА НЕПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ, ПРЕРЫВАНИЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ), ВОЗНИКШИЙ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СВЯЗИ С ПРОДУКТОМ, ЛИБО ОСНОВАННЫЙ НА КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, НЕБРЕЖНОСТИ, ПРИЧИНЕНИЯ УЩЕРБА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ ИЛИ ЧЕМ-ЛИБО ЕЩЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРЕБОВАНИЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ В ОТНОШЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ. СУЩЕСТВОМ ЭТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EIZO И ДИСТРИБУТОРОВ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ИЗ-ЗА ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ И/ИЛИ ПРОДАЖ.

有限责任保证书

EIZO Corporation (以下简称“EIZO”)和EIZO授权的经销商(以下简称“经销商”),接受并依照本有限责任保证书(以下简称“保证书”)之条款,向从EIZO和经销商购买本文中规定产品(以下简称“产品”)的原买方(以下称“原买方”)提供保证:在保证期内(规定如下),如果原买方发现按本产品所附使用说明书(以下简称“用户手册”)所述方式正常使用本产品过程中,本产品出现故障或损坏,EIZO和经销商根据其各自的判断免费修理或更换该产品。

本保证期限定为本产品自购买本产品之日起的三(3)年(以下简称“保证期限”)。EIZO和经销商将不向原买方或任何第三方承担本保证书所规定之外的与本产品有关任何责任或义务。

本产品的任何部件停产七(7)年后,EIZO和经销商将不再保留或保管任何这类部件。维修显示器时,EIZO与经销商将使用符合我方质量控制标准的替换零件。

本保证书仅对于设有经销商的国家或地区有效。本保证书并不限定原买方的任何法律权利。

无论本保证书的任何其他条款如何规定,对于任何下列情况之一,EIZO和经销商将不承担本保证书规定责任:

- (a) 由于运输损害、改装、改动、滥用、误用、意外事故、错误安装、灾害、维护不善和/或由除EIZO和经销商以外的第三方进行不适当的修理造成本产品的任何故障。
- (b) 由于可能发生的技术变更和/或调整造成本产品的任何不兼容性。
- (c) 传感器的任何劣化。
- (d) 由于诸如液晶显示屏(LCD)和/或背灯等消耗品部件的老化造成的任何显示性能低劣(如亮度变化、亮度均一性变化、色彩变化、色彩均一性变化、如烧伤像素等像素缺陷)。
- (e) 因外部设备造成本产品的任何故障。
- (f) 因本产品的原序号被改变或消除造成本产品的任何故障。
- (g) 本产品的任何正常老化,尤其是消耗品、附件和/或附加装置(如按钮、旋转部件、电缆、用户手册等)、以及
- (h) 本产品表面包括液晶显示屏(LCD)表面的任何变形、变色和/翘曲。

为了获得本保证书规定的服务,原买方必须使用原包装或其他具有同等保护程度的适当包装将本产品运送到当地的经销商,并且预付运费,承担运输中的损坏和/或损失的风险。要求提供本保证书规定的服务时,原买方必须提交购买本产品和标明此购买日期的证明。

按本保证书规定进行了更换和/或修理的任何产品的保证期限,将在原保证期限结束时终止。

在返回给EIZO和经销商进行修理后,任何产品的任何媒体或任何部件中储存的数据或其他信息发生任何损坏或损失,对此EIZO和经销商将不承担责任。

对于本产品及其质量、性能、可销售性以及对于特殊用途的适合性,EIZO和经销商不提供其他任何明示或暗示的保证。因使用本产品或无法使用本产品或因与本产品有任何关系(无论是否根据合同)而造成:任何附带的、间接的、特殊的、随之发生的或其他的损害(包括但不限于:利润损失、业务中断、业务信息丢失或其他任何金钱损失)以及侵权行为、过失、严格赔偿责任或其他责任,即使已经向EIZO和经销商提出了发生这些损害的可能性,对此EIZO和经销商概不承担责任。本免责条款还包括因第三方向原买方提出索赔而可能发生的任何责任。本条款的本质是限定由于本有限责任保证书和/或销售本产品所发生的EIZO和经销商的潜在责任。

Recycling Information

Recycling Information

This product, when disposed of, is supposed to be collected and recycled according to your country's legislation to reduce environmental burden. When you dispose of this product, please contact a distributor or an affiliate in your country.

The contact addresses are listed on the EIZO website below.

<http://www.eizo.com>

For recycling information for customers in Switzerland, please refer to the following website.

<http://www.swico.ch>

Informationen zum Thema Recycling

Dieses Produkt muss gemäß den Vorschriften Ihres Landes zur Entlastung der Umwelt recyclet werden. Wenden Sie sich bei der Entsorgung dieses Produkts an einen Verteiler oder eine Tochtergesellschaft in Ihrem Land. Die Adressen zur Kontaktaufnahme sind auf der unten angegebenen Website von EIZO aufgeführt.

<http://www.eizo.com>

Kunden in der Schweiz nehmen Informationen zum Recycling der folgenden Website:

<http://www.swico.ch>

Informations sur le recyclage

Ce produit doit être jeté aux points de collecte prévus à cet effet et recyclé conformément à la législation de votre pays, afin de réduire l'impact sur l'environnement. Lorsque vous jetez ce produit, veuillez contacter un distributeur ou une société affiliée de votre pays. Les adresses des distributeurs sont répertoriées sur le site Web EIZO ci-dessous.

<http://www.eizo.com>

Pour les clients en Suisse, veuillez consulter le site Web suivant afin d'obtenir des informations sur le recyclage.

<http://www.swico.ch>

Información sobre reciclaje

Este producto debe desecharse y reciclarse según la legislación del país para reducir el impacto medioambiental. Cuando desee deshacerse de este producto, póngase en contacto con un distribuidor o un afiliado de su país. Encontrará las direcciones de contacto en el sitio web de EIZO que se indica a continuación.

<http://www.eizo.com>

Informazioni sul riciclaggio

Per lo smaltimento o il riciclaggio del presente prodotto, attenersi alle normative vigenti nel proprio paese per ridurre l'impatto ambientale. Per lo smaltimento, rivolgersi al distributore o un affiliato presente nel proprio paese. Gli indirizzi sono elencati nel sito Web EIZO riportato di seguito.

<http://www.eizo.com>

Per informazioni sul riciclaggio per i clienti in Svizzera, consultare il sito Web riportato di seguito.

<http://www.swico.ch>

Återvinningsinformation

När denna produkt kasseras ska den hanteras och återvinnas enligt landets föreskrifter för att reducera miljöpåverkan. När du kasserar produktens skadukontakta en distributör eller representant i ditt land.

Kontaktadresserna listas på EIZO-webbplatsen nedan.

<http://www.eizo.com>

Το προϊόν αυτό, όταν απορρίπτεται, πρέπει να συλλέγεται και να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας έτσι ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Για να απορρίψετε το προϊόν, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπό ή μια θυγατρική εταιρεία στη χώρα σας.
Οι διευθύνσεις επικοινωνίας αναγράφονται στην τοποθεσία web της EIZO παρακάτω.
<http://www.eizo.com>

По истечении срока службы данного продукта его следует принести на сборный пункт и утилизировать в соответствии с действующими предписаниями в вашей стране, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Прежде чем выбросить данный продукт, обратитесь к дистрибьютору или в местное представительство компании в вашей стране.
Контактные адреса можно найти на веб-узле EIZO.
<http://www.eizo.com>

Informatie over recycling

Wanneer u dit product wilt weggooien, moet het uit milieu-overwegingen worden verzameld en gerecycled volgens de betreffende wetgeving van uw land. Wanneer u dit product wilt weggooien, moet u contact opnemen met een distributeur of een partner in uw land. De contactadressen worden vermeld op de volgende EIZO-website.
<http://www.eizo.com>

Informação sobre reciclagem

Este produto, quando o deitar fora, deve ser recolhido e reciclado de acordo com a legislação do seu país para reduzir a poluição. Quando o deitar fora este produto, contacte um distribuidor ou um afilhado no seu país. Os endereços de contacto estão listados no website do EIZO, abaixo.
<http://www.eizo.com>

Oplysninger om genbrug

Dette produkt forventes ved bortskaffelse at blive indsamlet og genbrugt i overensstemmelse med lovgivningen i dit land for at reducere belastningen af miljøet. Når du bortskaffer denne produkt, skal du kontakte en distributør eller et tilknyttet selskab i dit land.
Adresserne på kontaktpersoner neer angivet på EIZO's websted nedenfor.
<http://www.eizo.com>

Kierrätystä koskevia tietoja

Tuote tulee hävittää kierrätämällä maan lainsäädännön mukaisesti ympäristön kuormittumisen vähentämiseksi. Kun hävität tuotteen, otayhteyttä jälleenmyyjään tai tytäryhtiöön maassasi.
Yhteystiedot löytyvät EIZO:n Internet-sivustolta.
<http://www.eizo.com>

Wykorzystanie surowców wtórnych

Ten produkt po zużyciu powinien być zbierany i przetwarzany zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Wyrzucając ten produkt, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub partnerem. Adresy kontaktowe można znaleźć w wskazanej poniżej witrynie internetowej firmy EIZO.
<http://www.eizo.com>

Informace o recyklaci

Při likvidaci produktu musí být produkt vyzvednut a recyklován podle zákonů příslušné země, aby nedocházelo k zatěžování životního prostředí. Zbavujete-li se produktu, kontaktujte distributora nebo pobočku ve své zemi. Kontaktní adresy jsou uvedeny na následující webové stránce společnosti EIZO.
<http://www.eizo.com>

Ringlussevõtu alane teave

Keskonnakoormuse vähendamiseks tuleks kasutada toodetud kokkuvõtte ringlussevõttarvikute riigiseaduste. Kui kõrvaldate kaesolevat toote, võtke palun ühendust turustajavõi föiaaliga oma riigis. Kontaktisikud on toodud EIZO veebilehel järgmisel aadressil:
<http://www.eizo.com>

Újrahasznosítási információ

Jelen terméket, amikor eldobjuk, az illető ország törvényei alapján kell összegyűjteni és újrahasznosítani, hogy csökkentsük a környezet terhelését. Amikor ezt a terméket eldobja, kérjük lépjen kapcsolatba egy országon belül forgalmazóval vagy társ vállalkozással. A kapcsolat címe az EIZO alábbi weboldalán található felsorolva:
<http://www.eizo.com>

Podatki o recikliranju

Ob koncu uporabe odslužen izdelek izročite na zbirno mesto za recikliranje v skladu z okoljevarstveno zakonodajo vaše države. Prosimo, da se pri odstranjevanju izdelka obrnete na lokalnega distributerja ali podružnico. Kontaktni naslov objavljene in spodaj navedeni spletni strani EIZO:
<http://www.eizo.com>

Informácie o recyklácii

Prilíkadácii musí byť tento výrobok recyklovaný v súlade s legislatívou vašej krajiny, aby sa znížilo zaťaženie životného prostredia. Keď sa chcete zbaviť tohto výrobku, kontaktujte prosím distribútora alebo pobočku vo vašej krajine. Zoznam kontaktných adries je uvedený na nasledovnej webovej stránke firmy EIZO:
<http://www.eizo.com>

P rstr des inform cija

Utilizējot šo produktu, tā savākšana un pārstrāde veicama atbilstoši jūsu valsts likumdošanas prasībām attiecībā uz slodzes uz vidi samazināšanu. Lai veiktu šī produkta utilizāciju, sazinieties ar izplatītāju vai pārstāvēniecību jūsu valstī. Kontaktadrese ir norādīta zemāk minētajā EIZO tīmekļa vietnē.
<http://www.eizo.com>

Informacija apie gr žinam j perdirbim

Šalinant (išmetant) šiuos gaminius juos reikia surinkti ir perdirbti gražinamuojubūdupagal jūsų šalies teisės aktus, siekiant sumažinti aplinkos teršimą. Kai reikia išmesti šį gaminį, kreipkitės į jūsų šalįje veikiančią gaminių pardavimo atstovybę arba jos filialą. Kontaktiniai adresai nurodyti EIZO interneto svetainėje.
<http://www.eizo.com>

При извърлянето на този продукт се предлагат събирането и рециклирането му съобразно законите на вашата страна за намаляване на замърсяването на околната среда. Когато искате да се освободите от този продукт, моля свържете се с търговския му представител или със съответните органи отговарящи за това във вашата страна.

Данните за връзка са описани на следния Интернет сайт на EIZO:
<http://www.eizo.com>

Informa ie referitoare la reciclare

Acest produs, când debarasat, trebuie colectat și reciclat conform legislației țării respective ca să reducem sarcina mediului. Când se debarasează de acest produs, vă rugăm să contactați distribuitorul sau un afiat altă țară respective.

Adresele de contact legășiți pe pagina de web a EIZO:
<http://www.eizo.com>

معلومات عن إعادة التدوير

عند التخلص من هذا المنتج، من الضروري تجميعه وإعادة تدويره وفقاً للقوانين المتبعة في بلدك لتقليل العبء المسلط على البيئة. عندما تتخلص من هذا المنتج، يرجى الاتصال بموزع أو طرف متنسب إليه في بلدك. عناوين الاتصال مدرجة في موقع ايزو EIZO ادناه على شبكة الانترنت.

<http://www.eizo.com>

Geri Dönü üm Bilgisi

Bu ürünün, atılacağı zaman, ülkenizin çevre kirliliğinin azaltılması konusundaki mevzuatın uygulanması ve yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Ürünü atacağınız zaman lütfen ülkenizdeki bir distribütör veya ilgili kuruluşla temas geçiniz.

İrtibat adresleri aşağıdaki EIZO websitesinde verilmiştir.
<http://www.eizo.com>

China Measures for RoHS Compliance in ChinaRoHS

关于电子信息产品污染控制标识



本标识根据「电子信息产品污染控制管理办法」，适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中央的数字为环保使用期限的年数。只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，不会产生对环境污染或人体及财产的影响。上述标识粘贴在机器背面。

• 有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 机箱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 液晶显示器 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。
(企业可在此处，根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明)

